

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA		PENGUNAAN <i>BLOOD BANK</i>	
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	No. Dokumen 552.134/I-SPO/LAB/VI/2025	No. Revisi 02	Halaman 1 / 1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 02 Juni 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur RS Prima Husada  dr. Nur Mazidah	
Pengertian	<i>Blood Bank</i> merupakan tempat penyimpanan darah sebelum darah di distribusikan ke pasien		
Tujuan	Sebagai acuan untuk menggunakan <i>blood bank</i> secara benar dan tepat		
Kebijakan	Peraturan Direktur Nomor 536/I-PDM/DIR/V/2025 Tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Prima Husada.		
Prosedur	1. Hubungkan kabel ke sumber listrik terdekat 2. Memasukkan komponen darah ke dalam rak sesuai dengan golongan darah (A,B,O dan AB) dengan susunan kantong darah yang mendekati kadaluarsa diletakkan di depan, sedangkan yang memiliki masa simpan lebih lama diletakkan di belakang. 3. Segera tutup kembali saat mengambil atau menyusun darah agar tidak mempengaruhi suhu blood bank 4. Jangan menarik lebih dari 1 laci dalam waktu bersamaan saat mengambil atau memasukkan darah 5. Lakukan pemantauan suhu <i>blood bank</i> setiap hari 6. Lakukan pengecekan berkala (<i>maintenance</i>) setiap bulannya		
Unit Terkait	1. BDRS 2. IPSRS 3. Instalasi Laboratorium		