

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PENGIRIMAN SAMPEL PCR		
	No. Dokumen 552.126/I-SPO/LAB/VI/2025	No. Revisi 01	Halaman 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 02 Juni 2025	Ditetapkan Oleh Direktur RS. Prima Husada  dr. Nur Mazidah	
Pengertian	Pengiriman spesimen swab orofaring dan nasofaring yang harus dikemas untuk mencegah kerusakan dan tumpahan. Adapun system yang digunakan adalah dengan menggunakan tiga lapis (<i>Three Layer Packaging</i>) sesuai dengan pedoman dari WHO dan International Air Transport Association (IATA).		
Tujuan	Sebagai acuan dalam pengepakan sampel yang akan di PCR.		
Kebijakan	Peraturan Direktur Nomor 536/I-PDM/DIR/V/2025 Tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Prima Husada.		
Prosedur	1. Beri label cryotube dan plastic klip dengan identitas pasien yang benar, pastikan sama dengan surat pengantar swab PCR 2. tutup cryotube dilapisi dengan parafilm dengan rapi 3. Masukkan cryotube berisi swab dan media (VTM) kedalam plastic yang se klipper spesimen (per pasien/per sampel) 4. Jika tidak ada plastik klip, dapat digunakan plastik lainnya 5. Masukkan seluruh spesimen dimasukkan kedalam <i>coolbox</i> yang berisi ice pack,yang terlebih dahulu dibekukan. Suhu pengiriman dijaga 2-8°C 6. <i>Ice pack</i> sebaiknya ditempatkan di sisi kanan-kiri (ditambahkan juga bagian atas-bawah jika memungkinkan 7. Harus dapat dipastikan bahwa spesimen tetap terjaga kondisi suhu nya tetap dingin saat diterima di laboratorium 8. Masukkan formulir kuesioner yang telah diisi dan diberi label ke dalam <i>coolbox</i> dengan terlebih dahulu dimasukkan dalam wadah plastik Setiap spesimen yang dikirim oleh faskes harus disertai dokumentasi yang memadai : a. Formulir permintaan pemeriksaan/formulir pengiriman spesimen b. Informasi 1) Nama 2) Nomor identitas 3) Tipe spesimen (swab nasofaring, swab orofaring, sputum, dll) 4) Tanggal pengambilan spesimen 5) Keterangan klinik (gejala, onset, dll) 6) Faskes pengirim dan personal kontak(nama , no telp)		

	9. Tutup <i>coolbox</i> dengan selotip dan beri label pada sisi kanan dan atau kiri <i>coolbox</i>, yang ditujukan ke laboratorium rujukan 10. Pengiriman spesimen ke laboratorium pemeriksa dapat dilakukan jasa kurir door to door - Pengiriman spesimen sebaiknya dilakukan paling lama 1x24 jam
Unit Terkait	1. Instalasi Laboratorium 2. Instalasi Rawat Inap 3. Instalasi Rawat Jalan