

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PERSIAPAN PENGIRIMAN SPESIMEN LABORATORIUM RUJUKAN		
	No. Dokumen 552.127/I-SPO/LAB/VI/2025	No. Revisi 02	Halaman 1 / 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 02 Juni 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur RS Prima Husada  dr. Nur Mazidah	
Pengertian	Persiapan pengiriman spesimen rujukan adalah adalah sebuah proses untuk menyiapkan spesimen yang akan dikirim ke laboratorium rujukan.		
Tujuan	1. Sebagai acuan persiapan pengiriman spesimen laboratorium rujukan 2. Supaya alur persiapan spesimen yang akan dirujuk menjadi jelas. 3. Mengurangi terjadinya perubahan parameter dari spesimen yang dikirim. 4. Mencegah terjadinya kesalahan pemeriksaan oleh laboratorium rujukan.		
Kebijakan	Peraturan Direktur Nomor 536/I-PDM/DIR/V/2025 Tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Prima Husada.		
Prosedur	1. Siapkan bahan-bahan yang akan dikirim: Serum: a. lakukan sentrifugasi spesimen darah beku untuk mendapatkan serum. b. serum diambil dengan pipet lalu dimasukkan dalam cup sampel. Darah EDTA: a. sampling darah dimasukkan dalam tabung darah berisi EDTA 2. Siapkan formulir permintaan laboratorium rujukan 3. Isi identitas pasien (nama pasien sesuai e-KTP,tanggal lahir, nomor rekam medis, nomor induk kependudukan 4. Isi nama lengkap dokter pengirim dengan jelas dan diagnosis pasien, jika belum ada diagnosis diisi dengan keluhan utama pasien 5. Isi tanggal dan jam pengambilan spesimen 6. Isi parameter yang diminta. 7. Tanda tangan dan isi nama lengkap pengirim 8. Lakukan pengecekan kembali identitas pasien (nama lengkap, nomor register/RM, alamat / ruang, tgl lahir / umur) sesuai dengan status pasien		

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PERSIAPAN PENGIRIMAN SPESIMEN LABORATORIUM RUJUKAN		
	No. Dokumen 552.127/I-SPO/LAB/VI/2025	No. Revisi 02	Halaman 2 / 2
	9. Beri identitas pasien (nama, RM, tanggal lahir) pada tabung spesimen 10. Masukkan spesimen ke dalam plastik 11. Masukkan spesimen dalam <i>coolbox</i> 12. Isi <i>coolbox</i> dengan <i>ice pack</i> sebanyak 2 buah (susun sehingga spesimen berada di tengah-tengah <i>ice pack</i>), kemudian tutup <i>coolbox</i> secara rapat 13. Segera kirim ke laboratorium rujukan		
Unit Terkait	1. Rawat Inap 2. Rawat Jalan 3. Instalasi Laboratorium		