

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA		PEMERIKSAAN DARAH LENGKAP	
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	No. Dokumen 552.151/I-SPO/LAB/VI/2025	No. Revisi 02	Halaman 1 / 1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 02 Juni 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur RS Prima Husada  dr. Nur Mazidah	
Pengertian	Suatu cara atau teknik pengerjaan spesimen darah lengkap yang sesuai dengan ketentuan untuk dilakukan pemeriksaan		
Tujuan	Untuk mengetahui kondisi kesehatan secara menyeluruh, membantu mendiagnosa berbagai penyakit gangguan kesehatan, serta memantau efektivitas pengobatan.		
Kebijakan	Peraturan Direktur Nomor 536/I-PDM/DIR/V/2025 Tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Prima Husada.		
Prosedur	1. Siapkan sampel pasien yang akan diperiksa. 2. Pilih “Test” agar masuk ke menu pemeriksaan. Lalu pilih “Next Sample” 3. Input ID pasien → nama dan nomor rekam medis setelah selesai tekan “OK” 4. Homogenkan sampel darah pada tabung EDTA 5. Masukkan probe ke dalam tabung sampel lalu tekan tombol <i>aspirate</i> yang berwarna hitam hingga alat berbunyi “beep” dan probe masuk ke dalam alat 6. Waktu <i>analyzing</i> sekitar 1 menit, lalu hasil akan keluar dan otomatis tercetak pada kertas thermal 7. Melihat hasil pasien: klik “Data” pada menu “Test”		
Unit Terkait	1. Instalasi Laboratorium		