

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA		PEMERIKSAAN SERUM ELEKTROLIT		
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA		No. Dokumen 552.117/I-SPO/LAB/VI/2025	No. Revisi 02	Halaman 1 / 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL		Tanggal Terbit : 02 Juni 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur RS Prima Husada  dr. Nur Mazidah	
Pengertian	Suatu cara atau teknik pemeriksaan serum elektrolit yang sesuai dengan ketentuan pemeriksaan guna mengukur kadar mineral tubuh yang bermuatan listrik seperti Natrium, Kalium, dan Klorida yang berperan dalam keseimbangan cairan tubuh, fungsi otot dan fungsi jantung			
Tujuan	1. Sebagai acuan dalam pengoperasian alat elektrolit 2. Untuk mengetahui keseimbangan cairan tubuh (Na, K, Ca) dalam tubuh pasien			
Kebijakan	Peraturan Direktur Nomor 536/I-PDM/DIR/V/2025 Tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Prima Husada.			
Prosedur	1.Dari menu utama pilih parameter/panel dari kolom select analysis (Na, K, Ca). 2.Pipet serum ke dalam cup sampel minimal sebanyak 250 µL 3. Pilih tipe sampel pada kolom type “other”, tekan tombol GO. 4. Segera masukkan sampel pada probe, lalu tekan OK. 5. Jika sudah terdengar “Beep” atau di layar tertampil “Remove sample now”, Tarik sampel agar probe tidak bengkok. 6. Masukkan data informasi pasien. 7. Tunggu hasil sampai muncul pada layar.			
Unit Terkait	1. Instalasi Gawat Darurat. 2. Instalasi Rawat Jalan. 3. Instalasi Rawat Inap. 4. Instalasi Laboratorium			