

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PENGECATAN WRIGHT		
	No. Dokumen 552.124/I-SPO/LAB/VI/2025	No. Revisi 02	Halaman 1 / 1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 02 Juni 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur RS Prima Husada  dr. Nur Mazidah	
Pengertian	Suatu cara atau teknik pengecatan hapusan darah menggunakan larutan Wright (campuran Eosin dan Methylene Blue)		
Tujuan	Untuk memeriksa morfologi sel-sel darah merah maupun sel darah putih dan untuk menghitung jenis-jenis sel darah putih (diffcount)		
Kebijakan	Peraturan Direktur Nomor 536/I-PDM/DIR/V/2025 Tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Prima Husada.		
Prosedur	1. Letakkan sediaan hapusan darah diatas rak pengecatan dengan lapisan darahnya diatas. 2. Tetesi dengan larutan cat wright sekitar 10-15 tetes selama 1,5 - 2 menit. 3. Tetesi dengan larutan Buffer Fosfat pH 6,4 sekitar 10-15 tetes sampai merata selama 15 - 20 menit. 4. Bilas dengan air mengalir dan biarkan kering pada posisi vertikal atau miring.		
Unit Terkait	1. Instalasi Laboratorium		