

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PEWARNAAN ZIEHL-NEELSEN		
	No. Dokumen 552.116/I-SPO/LAB/VI/2025	No. Revisi 01	Halaman 1 / 1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 02 Juni 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur RS Prima Husada  dr. Nur Mazidah	
Pengertian	Merupakan prosedur pewarnaan sediaan dahak untuk menegakkan diagnosa adanya Bakteri Tahan Asam dalam dahak pasien		
Tujuan	Untuk mengidentifikasi keberadaan Bakteri Tahan Asam dalam dahak pasien.		
Kebijakan	Peraturan Direktur Nomor 536/I-PDM/DIR/V/2025 Tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Prima Husada.		
Prosedur	1. Siapkan alat dan bahan 2. Tuliskan ID Pasien pada objek glass 3. Buat sediaan di objek glass dengan cara mengoleskan Sampel 4. Sediaan yang didapat kemudian diflaming/ difiksasi di atas nyala api 5. Tuangkan carbol fuchsin 0,3% pada sediaan hingga seluruh permukaan tergenangi 6. Panaskan sediaan menggunakan bunsen hingga mengeluarkan uap. Cat tidak boleh mengering dan mendidih 7. Diamkan selama 3-5 menit 8. Bilas dengan air secara perlahan kemudian buang sisa air 9. Genangi sediaan dengan asam alkohol (Reagen 2) hingga tidak ada zat warna merah (carbol fuchsin) yang tersisa. Apabila masih ada warna merah yang tersisa maka ulangi pemberian asam alkohol 10. Bilas dengan air secara perlahan kemudian buang sisa air 11. Genangi sediaan dengan Methylene Blue (Reagen 3) selama 30 detik - 1 menit 12. Bilas dengan air secara perlahan kemudian buang sisa air 13. Keringkan sediaan pada rak pengering kemudian periksa sediaan dibawah mikroskop		
Unit Terkait	1. Instalasi Laboratorium		