

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PEMBERSIHAN INKUBATOR SECARA BERKALA		
	No.Dokumen 922.15/I-SPO/NICU/X/2025	No. Revisi 01	Halaman 1 / 2
STANDART PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit: 10 Oktober 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada  dr. Resti Lestantini, M. Kes	
Pengertian	Prosedur pembersihan dan desinfeksi seluruh bagian inkubator secara terjadwal (rutin harian, mingguan, atau setiap pergantian pasien) untuk menjaga lingkungan mikro bayi tetap steril dan aman.		
Tujuan	1. Mencegah terjadinya infeksi silang dan infeksi nosokomial (<i>Healthcare-Associated Infections</i> / HAIs) pada bayi 2. Menjaga performa, fungsi optimal, dan usia pakai komponen incubator 3. Memastikan kepatuhan terhadap standar mutu pelayanan pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI) di rumah sakit		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 325.4/I-PDM/DIR/IV/2025 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi		
Prosedur	A. Persiapan alat 1. Cairan desinfektan 2. Lap handuk/ kanebo 3 buah 3. Sarung tangan bersih 4. Masker B. Tatalaksana 1. Cuci tangan 6 langkah sesuai dengan standar prosedur operasional 2. Petugas memakai alat pelindung diri berupa masker dan sarung tangan bersih 3. Pastikan tidak ada aliran oksigen ke inkubator 4. Buka karet jendela inkubator 5. Rendam karet jendela pada larutan desinfektan selama 10-15 menit 6. Bersihkan karet jendela, lakukan penyikatan jika perlu 7. Ambil handuk/ kanebo kemudian semprotkan menggunakan cairan desinfektan,mulailah membersihkan area dalam inkubator pasien dengan arah zig-zag, letakkan lap yang sudah terpakai ke tempat linen kotor non infkesius 8. Ambil handuk ke-2 yang sudah direndam dengan cairan desinfektan, lakukan pembersihan bagian luar inkubator dari area atas inkubator, samping kanan, depan, kiri dan belakang dan kebagian bawah inkubator dengan arah zig-zag, letakan handuk yang		

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PEMBERSIHAN INKUBATOR SECARA BERKALA		
	No.Dokumen 922.15/I-SPO/NICU/X/2025	No. Revisi 01	Halaman 2 / 2
	sudah terpakai ke tempat linen kotor non infeksius 9. Ambil handuk ke 3 yang sudah direndam dengan cairan desinfektan, lakukan pembersihan sekitar lingkungan pasien dimulai dengan pembersihan syring pump, infus pump, monitor, alat bantu nafas, meja pasien dan terakhir tiang infus pasien dengan arah zig-zag, letakan handuk yang sudah terpakai ke tempat linen kotor non infeksius 10. Buka sarung tangan dan letakan lap handuk ke tempat linen kotor 11. Cuci tangan sesuai standar prosedur setelah selesai membersihkan incubator 12. Pasang kembali karet dan filter udara 13. Dokumentasikan tanggal, nama petugas, jam dan nomor alat pada label 14. Label dibagian luar inkubator menggunakan perekat transparan Tutup inkubator yang telah dibersihkan dengan kain bersih		
Unit Terkait	<i>Neonatal Intensive Care Unit (NICU)</i> Perinatologi		