

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PENGUNAAN NEOPUFF		
	No. Dokumen 552.218/I-SPO/IPSR/VI/2025	No.Revisi 00	Halaman 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 02 Juni 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada  dr. Nur Mazidah	
Pengertian	1. Prosedur tentang tata cara penggunaan <i>neopuff</i> 2. <i>Neopuff</i> adalah alat resusitasi bayi yang digunakan untuk memberikan bantuan pernapasan terkontrol dan akurat, khususnya pada bayi baru lahir yang mengalami gangguan pernapasan		
Tujuan	1. Sebagai prosedur dalam penggunaan <i>neopuff</i> 2. Untuk mengetahui tata cara pengoperasian alat tersebut.		
Kebijakan	1. Permenkes No.40 Tahun 2022 Tentang Persyaratan teknis bangunan, pra-sarana, dan peralatan kesehatan rumah sakit 2. Permenkes No.15 Tahun 2023 Tentang Pemeliharaan Alat Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. 3. Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor: 543/I-PDM/DIR/VI/2025 tentang Pedoman Manajemen Fasilitas dan Keselamatan. 4. Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor : 552/I-PDM/DIR/VI/2025 Tentang Pedoman Pengelolaan Peralatan Kesehatan.		
Prosedur	1. Periksa manometer apakah sudah di angka nol atau tidak (tanpa aliran gas). 2. Sambungkan oksigen atau campuran oksigen/udara ke spot gas menggunakan jalur suplai. 3. Hubungkan sirkuit T-piece ke port outer. 4. Sesuaikan suplai gas ke laju aliran yang diinginkan antara 5 – 15 l/m (memastikan konsentrasi oksigen dari suplai oksigen/udara dipantau menggunakan penganalisa oksigen atau preset menggunakan laju aliran oksigen udara). 5. Untuk memeriksa tekanan maksimal, tutup PEE dan putar kontrol PIP penenuh jarum jam hingga kenop tidak berputar. Sesuaikan kenop kontrol tekanan maksimal searah jarum jam untuk menetapkan kemaksimalannya. 6. Untuk mengatu PIP, saat masih tertutup, penutup PEP putar kenop kontrol PIP berlawanan searah jarum jam sampai tekanan inspirasi. 7. Sesuaikan tutup PEEP ke level PEEP yang diinginkan. 8. Sesuiakan suplai gas dengan aliran yang diinginkan. 9. Letakkan masker resusitasi di atas muka dan hidung bayi. 10. Tempatkan dan lepaskan ibu jari di atas cup PEEP untuk memungkinkan inspirasi dan ekspirasi pada resusitasi.		
Unit Terkait	1. Perinatologi 2. IPSRS		