

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PENGUNAAN <i>NON STRES TEST (NST)</i>		
	No. Dokumen 552.219/I-SPO/IPSRs/VI/2025	No.Revisi 00	Halaman 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 02 Juni 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada  dr. Nur Mazidah	
Pengertian	1. Prosedur tentang tata cara penggunaan <i>Non Stres Test (NST)</i> 2. <i>Non Stres Test (NST)</i> adalah tes yang aman dan tidak menyakitkan bagi ibu hamil. Tes ini mengukur denyut jantung bayi yang sedang berkembang saat bayi bergerak atau saat rahim berkontraksi		
Tujuan	1. Sebagai prosedur dalam penggunaan <i>neopuff</i> 2. Untuk mengetahui tata cara pengoperasian alat tersebut.		
Kebijakan	1. Permenkes No.40 Tahun 2022 Tentang Persyaratan teknis bangunan, pra-sarana, dan peralatan kesehatan rumah sakit 2. Permenkes No.15 Tahun 2023 Tentang Pemeliharaan Alat Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. 3. Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor: 543/I-PDM/DIR/VI/2025 tentang Pedoman Manajemen Fasilitas dan Keselamatan. 4. Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor : 552/I-PDM/DIR/VI/2025 Tentang Pedoman Pengelolaan Peralatan Kesehatan.		
Prosedur	1. Pasang sambungan NST pada aliran listrik. 2. Pasang tali pengikat NST pada posisi DJJ bayi yang sebelumnya diberi jelly dan fundus uteri pada perut pasien. 3. Nyalakan dan tekan tombol sebelah kanan. 4. Ganti nama, tekan tulisan " <i>Patient Demogr</i> " lalu tekan " <i>Last Name</i> " untuk merubah nama dan tekan Enter, lalu tekan tanda ">". 5. Tekan menit NST berwarna biru diatas sebelah kiri lalu tekan star, selanjutnya tekan " <i>Main Screen</i> ". 6. Lalu tekan " <i>Toco Baseline</i> ". 7. Tekan <i>Start/Stop</i> . 8. Lakukan perekaman selama 20 menit. 9. Setelah perekamana selesai, tekan menit NST lalu tekan stop, dan lanjutkan tekan " <i>Main Screen</i> ". 10. Tekan <i>Start/Stop</i> . 11. Tekan tanda ">". 12. Tekan monitor " <i>stand by</i> ". 13. Matikan tombol sebelah kanan. 14. Lepaskan tali pengikat NST, bersihkan sisa jelly. 15. Rapiakan pasien. 16. Cabut kabel NST dari aliran listrik. 17. Catat semua hasil pemeriksaan dalam status dan buku register. 18. Rapiakan alat-alat dan kembalikan ke tempat semula. 19. Cuci tangan		
Unit Terkait	1. Maternitas 2. IGD (Ponek) 3. IPSRS		