

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PENGGUNAAN <i>OPERATING MICROSCOPE</i> / MIKROSKOP OPERASI		
	No. Dokumen 552.220/I-SPO/IPSRs/VI/2025	No.Revisi 00	Halaman 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 02 Juni 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada  dr. Nur Mazidah	
Pengertian	Prosedur tentang tata cara penggunaan <i>operating microscope</i> / mikroskop operasi.		
Tujuan	1. Sebagai prosedur dalam penggunaan <i>operating microscope</i> 2. Untuk mengetahui tata cara pengoperasian alat tersebut.		
Kebijakan	1. Permenkes No.40 Tahun 2022 Tentang Persyaratan teknis bangunan, pra-sarana, dan peralatan kesehatan rumah sakit 2. Permenkes No.15 Tahun 2023 Tentang Pemeliharaan Alat Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. 3. Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor: 543/I-PDM/DIR/VI/2025 tentang Pedoman Manajemen Fasilitas dan Keselamatan. 4. Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor : 552/I-PDM/DIR/VI/2025 Tentang Pedoman Pengelolaan Peralatan Kesehatan.		
Prosedur	1. Letakkan mikroskop di permukaan yang stabil dan rata. 2. Hubungkan ke sumber listrik. 3. Pastikan mikroskop dalam kondisi bersih sebelum digunakan. 4. Pastikan posisi operator duduk dengan postur yang baik dan nyaman, yang akan mengurangi ketegangan. 5. Arahkan kepala mikroskop ke area operasi. 6. Gunakan tombol kendali untuk mengatur fokus dan perbesaran sesuai kebutuhan. 7. Atur intensitas cahaya agar objek terlihat jelas. Sumber cahaya pada <i>dental operating microscope</i> , misalnya, menggunakan Xenon atau LED untuk penerangan yang optimal. 8. Sesuaikan <i>diaphragm</i> untuk mengatur kecerahan. 9. Gunakan bantuan asisten untuk menyajikan instrumen atau informasi lain secara efisien, karena mereka juga dapat melihat bidang operasi melalui layar atau lensa khusus. 10. Ambil gambar dan data video selama prosedur, yang dapat digunakan untuk analisis dan menjelaskan rencana perawatan kepada pasien (Dokter). 11. Atur intensitas cahaya ke tingkat minimal atau matikan. 12. Bersihkan seluruh bagian mikroskop yang terkena kontak seperti permukaan lensa dan bagian luar dengan bahan yang sesuai. 13. Cabut kabel dari sumber listrik jika sudah selesai. 14. Simpan mikroskop di tempat yang sejuk dan kering.		
Unit Terkait	1. IKO 2. IPSRS		