

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PENGGUNAAN <i>PATIENT MONITOR</i>		
	No. Dokumen 552.221/I-SPO/IPSRs/VI/2025	No.Revisi 00	Halaman 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 02 Juni 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada  dr. Nur Mazidah	
Pengertian	1. Prosedur tentang tata cara penggunaan <i>patient monitor</i> 2. <i>Patient Monitor</i> adalah alat yang digunakan untuk memantau kondisi sinyal tubuh pada pasien. Di dalam <i>patient monitor</i> terdapat berbagai parameter yaitu <i>SPO2</i> , <i>NIBP</i> , <i>ECG</i> dan <i>Temp</i> .		
Tujuan	1. Sebagai prosedur dalam penggunaan <i>Patient Monitor</i> 2. Untuk mengetahui tata cara pengoperasian alat tersebut.		
Kebijakan	1. Permenkes No.40 Tahun 2022 Tentang Persyaratan teknis bangunan, pra-sarana, dan peralatan kesehatan rumah sakit 2. Permenkes No.15 Tahun 2023 Tentang Pemeliharaan Alat Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. 3. Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor: 543/I-PDM/DIR/VI/2025 tentang Pedoman Manajemen Fasilitas dan Keselamatan. 4. Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor : 552/I-PDM/DIR/VI/2025 Tentang Pedoman Pengelolaan Peralatan Kesehatan.		
Prosedur	1. Hidupkan alat dengan menekan tombol <i>power</i> . 2. Jelaskan prosedur kepada pasien jika memungkinkan. 3. Pasang elektroda, sensor, atau kabel yang sesuai pada bagian tubuh pasien. a. EKG: Pasang <i>lead</i> dan elektroda sesuai panduan penempatan. b. NIBP: Pasang manset (cuff) pada lengan pasien. c. SpO2: Pasang sensor pada jari pasien. d. Suhu: Pasang kabel suhu di bawah ketiak atau lokasi yang ditentukan. 4. Pilih profil pasien yang sesuai dengan menekan tombol yang ada. 5. Perhatikan data yang ditampilkan di layar monitor, termasuk grafik dan angka-angka parameter vital. 6. Gunakan tombol navigasi untuk mengubah tampilan layar atau menyesuaikan pengaturan sesuai kebutuhan. 7. Jika terjadi perubahan signifikan pada kondisi pasien, segera ambil tindakan medis yang diperlukan. 8. Gunakan tombol <i>NIBP manual</i> untuk mengukur tekanan darah secara manual jika dibutuhkan. 9. Gunakan tombol <i>silent alarm</i> untuk menunda bunyi alarm sementara jika diperlukan, namun tetap perhatikan kondisi pasien. 10. Pastikan kabel-kabel dan sensor terpasang dengan baik dan aman. 11. Setelah selesai, lepas semua sensor dan kabel, lalu bersihkan alat sesuai prosedur yang berlaku.		
Unit Terkait	1. IGD 2. IRNA 3. Maternitas 4. ICU 5. IKO 6. PICU		

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PENGUNAAAAN MESIN ANESTESI		
	No. Dokumen 552.191/I-SPO/IPSRs/VI/2025	No.Revisi 00	Halaman 2/2
	7. IPSRS		