

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PENGUNAAN <i>PULSE OXIMETRY</i>		
	No. Dokumen 552.222/I-SPO/IPSRs/VI/2025	No.Revisi 00	Halaman 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 02 Juni 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada  dr. Nur Mazidah	
Pengertian	1. Prosedur tentang tata cara penggunaan <i>pulse oximetry</i> 2. <i>Pulse oximetry</i> merupakan alat untuk mengukur kadar oksigen dalam darah.		
Tujuan	1. Sebagai prosedur dalam penggunaan <i>pulse oximetry</i> 2. Agar alat selalu dalam keadaan siap dan layak pakai, sehingga umur teknis menjadi lebih panjang.		
Kebijakan	1. Permenkes No.40 Tahun 2022 Tentang Persyaratan teknis bangunan, pra-sarana, dan peralatan kesehatan rumah sakit 2. Permenkes No.15 Tahun 2023 Tentang Pemeliharaan Alat Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. 3. Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor: 543/I-PDM/DIR/VI/2025 tentang Pedoman Manajemen Fasilitas dan Keselamatan. 4. Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor : 552/I-PDM/DIR/VI/2025 Tentang Pedoman Pengelolaan Peralatan Kesehatan.		
Prosedur	1. Siapkan <i>pulse oximetry</i> . 2. Bersihkan lokasi sensor dari darah atau kotoran. 3. Pilih sensor yang tepat dan sesuaikan dengan lokasi tempat sensor. 4. Sampungkan oksimeter dengan menekan tombol power on/off. 5. Sambungkan sensor lempeng/klip pada jari telunjuk tangan atau ibu jari. 6. Baca hasil pengukuran dan jelaskan pada pasien atau keluarga pasien. 7. Bersihkan alat dan cuci tangan. 8. Dokumentasikan hasil pengukuran.		
Unit Terkait	1. IGD 2. ICU 3. Maternitas 4. Perinatologi 5. IRNA 6. IRJA 7. IPSRS		