



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**MONITORING EVALUASI ALAT
MIDAS REX HIGH SPEED DRILL MR8
BULAN MARET – JUNI 2026**

MONITORING EVALUASI ALAT BOR CRANIOTOMY

I. IDENTITAS ALAT

Uraian	Keterangan
Nama Alat	Midas Rex High Speed Drill MR8 – Neuro Spine
Merek	Medtronic
Lokasi	Kamar Operasi
Penanggung Jawab	Kepala Instalasi Kamar Operasi
Pengguna Utama	Dokter Spesialis Bedah Saraf dan Perawat Asisten Bedah Saraf
Fungsi Alat	Membantu tindakan operasi bedah saraf
Periode Monitoring	Maret – Juni 2026

II. LATAR BELAKANG

Monitoring dilakukan untuk memastikan bahwa alat digunakan sesuai indikasi klinis, dipelihara dengan baik, berfungsi optimal, aman bagi pasien dan petugas, serta mendukung efektivitas pelayanan bedah saraf

III. TUJUAN

a. Tujuan Umum

Menjamin alat Midas Rex High Speed Drill MR8 – Neuro Spine selalu berada dalam kondisi aman, berfungsi optimal, dan layak digunakan untuk pelayanan operasi.

b. Tujuan Khusus

1. Mengetahui tingkat pemanfaatan alat dalam pelayanan bedah saraf.
2. Memastikan kepatuhan petugas terhadap SOP penggunaan alat.
3. Mengevaluasi efektivitas pemeliharaan dan uji fungsi berkala.
4. Mengidentifikasi kendala teknis maupun nonteknis selama penggunaan.
5. Menetapkan rencana tindak lanjut untuk peningkatan mutu pelayanan.

IV. METODE MONITORING

1. Observasi langsung penggunaan alat saat tindakan operasi.
2. Pemeriksaan checklist kesiapan alat sebelum operasi.
3. Wawancara dengan dokter operator, perawat instrumen, dan petugas elektromedis.
4. Evaluasi laporan pemeliharaan preventif dan uji fungsi berkala.
5. Penelusuran insiden keselamatan pasien yang berkaitan dengan penggunaan alat.

V. HASIL MONITORING

A. Tingkat Pemanfaatan Alat

Selama periode Maret–Juni 2026, alat digunakan pada kasus bedah saraf dengan diagnosa antara lain

Diagnosa	Maret	April	Mei	Juni
Excisional debridement	7	6	6	1
VP Shunt	1	0	0	1
Craniotomy	2	1	1	2
Evakuasi Hematom	0	0	0	0
EVD	0	1	1	0
Repair	0	1	1	0

Jumlah operasi : 32 operasi. Bulan Juni 2026 ada penurunan jumlah operasi karena dr. Fachriy, SpBS cuti 3 minggu. Meskipun demikian, tingkat utilisasi alat dinilai optimal dan sesuai kebutuhan pelayanan bedah saraf rumah sakit.



B. Kepatuhan Terhadap SPO Penggunaan Alat

No	Komponen Penilaian	Hasil	Keterangan
1	Pemeriksaan alat sebelum digunakan	100%	sesuai
2	Penggunaan APD petugas	100%	sesuai
3	Pemeriksaan kelengkapan alat dan instrumen	100%	sesuai

Evaluasi:

Petugas kamar operasi telah melaksanakan penggunaan alat sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku.

C. Kondisi Teknis Alat

Hasil pemeriksaan oleh tim elektromedis menunjukkan:

1. Motor penggerak bekerja normal dan stabil.
2. Kecepatan putaran sesuai spesifikasi pabrik.
3. Foot control berfungsi baik dan responsif.
4. Sistem penguncian burr aman dan tidak mengalami kelonggaran.
5. Tidak ditemukan getaran berlebih selama pengoperasian.
6. Tidak ditemukan suara abnormal pada motor.
7. Kabel, konektor, dan handpiece dalam kondisi baik.
8. Sistem pendinginan berfungsi optimal.
9. Tidak ditemukan overheating selama prosedur operasi.

D. Keselamatan Pasien dan Petugas

Selama periode evaluasi:

1. Tidak terjadi insiden keselamatan pasien terkait penggunaan alat.
2. Tidak ditemukan kejadian cedera petugas akibat penggunaan alat.
3. Tidak terjadi keterlambatan operasi akibat gangguan fungsi alat.
4. Tidak terdapat laporan kegagalan alat selama prosedur berlangsung.

E. Pemeliharaan dan Kalibrasi

Hasil evaluasi dokumen menunjukkan:

1. Pemeliharaan preventif dilakukan sesuai jadwal IPSRS.
2. Pembersihan dan sterilisasi dilakukan setiap selesai penggunaan.
3. Uji fungsi dilaksanakan secara berkala.
4. Dokumentasi pemeliharaan tersedia dan lengkap.
5. Kalibrasi alat masih berlaku sesuai ketentuan.

VI. HASIL EVALUASI

Berdasarkan hasil monitoring, diperoleh evaluasi sebagai berikut:

1. Alat digunakan secara optimal untuk menunjang pelayanan bedah saraf dan spine serta memberikan kontribusi terhadap peningkatan mutu pelayanan operasi.
2. Kepatuhan petugas terhadap SOP penggunaan, sterilisasi, dan dokumentasi telah memenuhi standar yang ditetapkan rumah sakit.
3. Alat menunjukkan performa yang stabil tanpa gangguan teknis yang mempengaruhi pelayanan.
4. Tidak terdapat insiden keselamatan pasien maupun petugas yang berkaitan dengan penggunaan alat selama periode monitoring.

VIII. TINDAK LANJUT

1. Sosialisasi SPO : Telah dilaksanakan kepada seluruh perawat kamar operasi dan dokter pengguna. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan pemahaman petugas mengenai pemeriksaan pra-penggunaan dan dokumentasi pasca penggunaan.
2. Pelatihan Petugas Baru : Program orientasi penggunaan Midas Rex MR8 telah dimasukkan dalam materi orientasi petugas kamar operasi sehingga seluruh petugas baru memahami prosedur penggunaan yang aman.
3. Pemeliharaan Berkala : IPSRS telah melaksanakan preventif maintenance sesuai jadwal tanpa adanya temuan kerusakan mayor. Hasil uji fungsi terakhir menyatakan alat dalam kondisi baik dan layak pakai.



X. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi bulan maret-juni 2026, penggunaan alat Midas Rex High Speed Drill MR8 – Neuro Spine di Unit Kamar Operasi berjalan dengan baik, aman, efektif, dan sesuai dengan standar operasional rumah sakit.

Alat berada dalam kondisi teknis yang optimal, tidak ditemukan insiden keselamatan pasien maupun petugas. Dengan demikian, alat dinyatakan layak pakai dan direkomendasikan untuk tetap digunakan dalam pelayanan bedah saraf dengan pemeliharaan serta monitoring berkala secara berkesinambungan.

Malang, 01 Juli 2026

Menyetujui,
Kepala Instalasi IKO

dr. Arief heru Wicaksono, SpAn

Menyetujui,
Kepala Bidang Pelayanan Medis

Puput Sekar Nariratih, AMd.Keb,SE

Mengetahui,
Direktur RS Prima Husada Malang



dr. Resti Lestantini, M.Kes