

	PENGUNAAN ALAT C-ARM		
	No. Dokumen 071/RSPHS/I-SPO/DIR/II/2024	No. Revisi 00	Halaman 1 / 1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 18 Januari 2024	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada  dr. Ifit Bagus Apriantono,MMRS	
Pengertian	Cara menghidupkan, pelaksanaan dan teknik penyinaran, mematikan pesawat serta penanganan pada saat kondisi darurat yang terjadi pada alat C-Arm agar alat tidak mengalami kerusakan dan aman bagi pasien/petugas		
Tujuan	1. Agar pengoperasian alat dilakukan secara benar 2. Agar didapatkan hasil pemeriksaan yang baik dan benar 3. Agar pasien dan operator terhindar dari bahaya yang ditimbulkan oleh kesalahan pengoperasian		
Kebijakan	Peraturan Direktur Nomor 0381/RSPHS/I-PER/DIR/XI/2018 tentang Pedoman Pelayanan Radiologi.		
Prosedur	1. Persiapan menghidupkan pesawat C-Arm a. Hubungkan kabel Monitor Workstation ke C-Arm Stand dimana kabel kedua sisi kabel Monitor Workstation menghadap ke panel konektor C-Arm. b. Pin konektor kabel harus selaras dengan panel konektor. c. Kemudian putar konektor kabel searah jarum jam untuk mengunci konektor. d. Sambungkan kabel utama ke catu daya listrik e. Sebelum C-Arm dinyalakan, pastikan posisi kunci pada C-Arm Stand harus pada posisi 'O'. f. Untuk menghidupkan system, tekan tombol 'ON' pada panel C-Arm. g. Alat siap digunakan 2. Pelaksanaan penyinaran a. Atur posisi pasien sesuai jenis pemeriksaan b. Atur pesawat C-Arm sedekat mungkin dengan meja operasi c. Pastikan layar monitor workstation menghadap ke arah dokter. d. Atur posisi Tube C-Arm sesuai dengan permintaan dokter/jenis pemeriksaan yang akan dilakukan. e. Atur besarnya kV dan mAs sesuai kebutuhan/otomatis sesuai ukuran tubuh pasien dan jenis pemeriksaan yang dilakukan. f. Eksposi dilakukan oleh radiographer dengan menekan tombol Ekspose di tuas atau dengan menginjak pedal expose. g. Pastikan seluruh staf yang berada di ruangan sudah terlindungi dari paparan radiasi dengan menggunakan apron atau tabir radiasi sebelum melakukan expose. 3. Mematikan Pesawat C-Arm a. Tekan tombol "OFF" pada panel power di pesawat C-Arm b. Cabut kabel utama dari pesawat C-Arm yang terhubung ke sumber listrik. c. Cabut kabel utama monitor workstation yang terhubung dengan C-Arm Stand dengan cara memutar konektor kabel berlawanan arah dari jarum jam. d. Rapikan Workstation dan C-Arm.		
Unit Terkait	1. Radiologi 2. IKO 3. IPSRS		