

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PENGIRIMAN INSTRUMEN KOTOR KE UNIT STERILISASI		
	No. Dokumen 557.1/RSPHS/I-SPO/DIR/V/2024	No. Revisi 02	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 11 Mei 2024	Ditetapkan Oleh Direktur Rumah Sakit Prima Husada  dr. Ifit Bagus Apriantono, M.MRS.	
Pengertian	Pengiriman instrumen kotor dari ruangan adalah suatu kegiatan pengiriman peralatan dan alat-alat Kesehatan pakai ulang yang terkontaminasi dengan menggunakan box kontainer instrumen kotor ke unit sterilisasi. Instrument kotor adalah alat-alat Kesehatan yang telah dipakai atau terkontaminasi oleh darah atau cairan tubuh pasien.		
Tujuan	1. Tersedianya acuan penerimaan Langkah-langkah pengiriman instrument kotor dari unit kerja ke unit sterilisasi. 2. Terlindunginya petugas dari bahaya kontaminasi infeksi.		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Nomor 182.2/RSPHS/I-PER/DIR/II/2022 tentang Pedoman Pelayanan Unit Sterilisasi		
Prosedur	Persiapan alat dan bahan: 1. Form pengembalian instrument dalam <i>Google spreadsheet</i> 2. Instrument yang akan disterilkan Langkah-langkah: 1. Masukkan alat-alat dalam box instrumen kotor yang berisi air sabun/ <i>eco-enzyme</i> setiap kali setelah menggunakan instrument dan pastikan box selalu ditutup. 2. Pastikan pengantaran instrument tidak bersamaan dengan jadwal pembagian makanan untuk pasien, (karena alur kotor CSSD berhadapan dengan Unit Gizi) dengan jadwal sebagai berikut: a. 08.00 – 09.30 WIB b. 13.00 – 14.30 WIB c. 19.00 – 20.30 WIB 3. Serahkan instrumen kotor kepada petugas unit sterilisasi melalui Passbox (jendela kaca pada pintu jendela pas box) yaitu loket penyerahan instrumen kotor yang letaknya berseberangan dengan pintu masuk ruang pengambilan makanan (samping lift 3. 4. Buka jendela pas box penerimaan instrumen kotor lalu tekan bel untuk memanggil petugas unit sterilisasi 5. Tulis kelengkapan instrumen yang akan diserahkan ke unit sterilisasi pada buku serah terima barang milik CSSD 6. Berikan tandatangan dan nama terang di kolom petugas yang menyerahkan barang		
Unit Terkait	1. Instansi Rawat Jalan 2. Instansi Rawat Inap 3. Instansi Gawat Darurat 4. Instansi Kamar Operasi 5. Instalasi ICU		

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PENGIRIMAN INSTRUMEN KOTOR KE UNIT STERILISASI		
	No. Dokumen 557.1/RSPHS/I-SPO/DIR/V/2024	No. Revisi 02	Halaman 2/2
	6. Instalasi Maternitas 7. Instalasi NICU		
Diagram Alir	ALUR PENGIRIMAN INSTRUMEN KOTOR KE UNIT STERILISASI Masukkan alat-alat dalam box instrumen kotor yang berisi air sabun/<i>eco-enzyme</i> setiap kali setelah menggunakan instrument dan pastikan box selalu Petugas unit non IKO menyerahkan box instrumen kotor kepada petugas CSSD melalui jendela loket pengiriman alat kotor dengan memperhatikan jadwal pengiriman makanan : a. 08.00 – 09.30 WIB b. 13.00 – 14.30 WIB c. 19.00 – 20.30 WIB Petugas unit non IKO membuka jendela loket / pasbox penerimaan alat kotor lalu menekan bel untuk memanggil petugas unit sterilisasi Petugas unit non IKO menyerahkan alat kotor kepada petugas unit sterilisasi dan melakukan pengecekan kelengkapan alat Petugas unit non IKO mencatat di buku serah terima alat kotor sambil menunggu petugas unit sterilisasi melakukan pengecekan kelengkapan alat Petugas unit non IKO membubuhkan tanda tangan di buku serah terima alat kotor milik CSSD setelah kepastian alat lengkap oleh petugas CSSD		