

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PEMERIKSAAN ECG (<i>Electro Cardio Graph</i>)		
	No. Dokumen 1035/RSPHS/I-SPO/DIR/VIII/2024	No. Revisi 01	Halaman 1 / 1

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 31 Agustus 2024	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo  dr. Ifit Bagus Apriantono,MMRS
Pengertian	Suatu cara atau tehnik Pemeriksaan Electro Cardio Graph yang sesuai dengan ketentuan pemeriksaan	
Tujuan	Untuk mendeteksi adanya kelainan pada organ jantung	
Kebijakan	1. bahwa Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 529/RSPHS/I-PER/DIR/III/2022 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Laboratorium 2. Tata cara ini di lakukan oleh analis laboratorium	
Prosedur	1. Siapkan alat yang sudah diisi data pasien 2. Memanggil Pasien dipersilahkan diruang sampling 3. Pasien disuruh berbaring diatas tempat tidur dalam posisi terlentang, tangan kanan kiri berada disamping pasien, kaki tidak boleh nempel pada keramik. 4. Pasien tidak boleh memakai asesoris yang mengandung logam dan tidak boleh menyaku HP. 5. Pasangkan Lett pada Masing Masing Posisinya. 6. Bagian yang diperiksa dikasih jelly elektromagnetik. a. C1 : Intracoasta no 4 dextra b. C2 : Intracoasta No 4 sinistra c. C3 : intracoasta No 5 Sinistra d. C4 : Intracoasta No 5 midclavícula sinistra e. C5 : Intracoasta No 6 (Apex Jantung) f. C6 : Intracoasta No 5 Midaxila g. Merah : Tangan Kanan h. Kuning : Tangan Kiri i. Hitam : Kaki Kanan j. Hijau : Kaki Kiri 7. Alat ECG dinyalakan dengan cara tekan on off dibelakang alat,lalu tekan tombol on off untuk menyalakan layar alat ECG. 8. Tekan tombol print untuk print hasil ECG 9. Setelah print hasil keluar, diambil dan selesai lett dilepas , dibersihkan .bagian yang kotor	
Unit Terkait	1. Instalasi Rawat Jalan 2. Instalasi Laboratorium	