

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PEMELIHARAAN <i>BABY INCUBATOR</i>		
	No. Dokumen 191/RSPHS/I-SPO/DIR/II/2025	No. Revisi 00	Halaman 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 11 Februari 2024	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo  dr. Ifit Bagus Apriantono, M.MRS	
Pengertian	Prosedur tentang tata cara pemeliharaan <i>baby incubator</i>		
Tujuan	1. Sebagai prosedur dalam pemeliharaan <i>baby incubator</i> 2. Agar alat selalu dalam keadaan siap dan layak pakai, sehingga umur teknis menjadi lebih panjang.		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor: 087.3/RSPHS/I-PER/DIR/II/2022 tentang Pedoman Manajemen Fasilitas dan Keselamatan		
Prosedur	A. Persiapan 1. Siapkan formulir laporan kerja 2. Siapkan bahan pemeliharaan, bahan operasional dan material bantu : a. hygrometer b. kain lap / kerlas tissue c. cairan pembersih/ kuas 3. Pemberitahuan kepada <i>user</i> B. Pelaksanaan 1. Cek dan bersihkan seluruh bagian alat 2. Cek dan bersihkan tombol switch 3. Cek dan bersihkan penampungan aquades 4. Cek bakteri filter dan ganti bila perlu 5. Cek fungsi roda dan beri pelumas 6. Cek sistem catu daya 7. Cek fungsi pengatur kelembaban 8. Cek fungsi <i>skin probe</i> 9. Cek seluruh fungsi indicator/display 10. Lakukan uji kinerja alat dan kalibrasi (1 tahun sekali)		
Unit terkait	1. Perinatologi 2. IPSRS		