

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PEMELIHARAAN CENTRIFUGE		
	No. Dokumen 192/RSPHS/I-SPO/DIR/II/2025	No. Revisi 00	Halaman 1/1

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 11 Februari 2024	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo  dr. Ifit Bagus Apriantono, M.MRS
Pengertian	Prosedur tentang tata cara pemeliharaan <i>centrifuge</i>	
Tujuan	1. Sebagai prosedur dalam pemeliharaan <i>centrifuge</i> 2. Agar alat selalu dalam keadaan siap dan layak pakai, sehingga umur teknis menjadi lebih panjang.	
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor: 087.3/RSPHS/I-PER/DIR/I/2022 tentang Pedoman Manajemen Fasilitas dan Keselamatan	
Prosedur	A. Persiapan 1. Siapkan formulir laporan kerja 2. Siapkan Bahan pemeliharaan, Bahan Operasional dan Material bantu : a. Kain lap / kertas tissue b. Cairan pembersih / kuas 3. Pemberitahuan kepada <i>user</i> B. Pelaksanaan 1. Cek seluruh bagian alat 2. Cek kondisi kabel power 3. Cek kondisi fuse 4. Cek bagian pengatur timer dan speed level 5. Bersihkan bagian chamber dan rotor 6. Bersihkan seluruh bagian alat 7. Lakukan uji kinerja alat 8. Lakukan kalibrasi (1 tahun sekali)	
Unit terkait	1. Laboratorium 2. IPSRS	