

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PEMELIHARAAN CT-SCAN		
	No. Dokumen 198/RSPHS/I-SPO/DIR/II/2025	No. Revisi 00	Halaman 1/1

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 11 Februari 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo  dr. Ifit Bagus Apriantono, M.MRS
Pengertian	Perosedur dalam pemeliharaan CT-Scan	
Tujuan	1. Sebagai prosedur dalam pemeliharaan CT- Scan 2. Agar alat selalu dalam keadaan siap dan layak pakai, sehingga umur teknis menjadi lebih panjang.	
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor: 087.3/RSPHS/I-PER/DIR/II/2022 tentang Pedoman Manajemen Fasilitas dan Keselamatan	
Prosedur	A. Persiapan 1. Siapkan formulir laporan kerja 2. Siapkan Bahan pemeliharaan, Bahan Operasional dan Material bantu : a. Hygrometer b. Kain lap / kertas tissue c. Kuas d. Phantom CT-Scan 3. Pemberitahuan kepada user B. Pelaksanaan Harian 1. <i>Restart computer host</i> pemindai CT-Scan setiap hari. 2. Periksa opsi “<i>queue manager</i>” setiap hari. Apabila terdapat proses gagal, hapus secara manual. 3. Lakukan <i>Short Tube Conditioning (STC)</i> setiap hari sebelum pemindaian pasien 4. Pastikan selimut pasien tidak menghalangi meja pemindaian pasien. C. Pelaksanaan Mingguan 1. <i>Shutdown</i> sistem secara keseluruhan termasuk <i>host, sever, recon CIRS, Gantry dan Power Distribution Unit (PDU)</i> selama kurang lebih 2 jam 2. Bersihkan aksesoris pasien menggunakan kain lembab 3. Bersihkan panel <i>LCD Gantry</i> menggunakan pembersih/ tissue basah 4. Bersihkan layar dan keyboard menggunakan kuas 5. Setelah mencapai waktu estimasi, nyalakan sistem dengan menghidupkan <i>PDU allu</i> nyalakan <i>CPU CIRS</i> dan <i>PC Host</i>	

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PEMELIHARAAN CT-SCAN		
	No. Dokumen 198/RSPHS/I-SPO/DIR/II/2025	No. Revisi 00	Halaman 2/1

	6. Lakukan <i>STC</i> dan <i>air calibration</i> dengan posisi meja berada diluar bukaan <i>Gantry</i> 7. Lakukan pemindaian menggunakan <i>Phantom CT-Scan</i> . 8. Lakukan kalibrasi alat 1 tahun sekali
Unit terkait	1. Radiologi 2. IPSRS

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PEMELIHARAAN CT-SCAN		
	No. Dokumen 198/RSPHS/I-SPO/DIR/II/2025	No. Revisi 00	Halaman 3/1