

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PEMELIHARAAN DENTAL UNIT		
	No. Dokumen 200/RSPHS/I-SPO/DIR/II/2025	No. Revisi 00	Halaman 1/1

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 11 Februari 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo  dr. Ifit Bagus Apriantono, M.MRS
Pengertian	1. Prosedur tentang tata cara pemeliharaan <i>dental unit</i> 2. <i>Dental Unit</i> adalah suatu alat yang dipakai oleh dokter gigi untuk membantu pemeriksaan dan kemudian menentukan terapi apa yang dapat diberikan kepada pasien, dimana dental unit ini mempunyai 3 sumber tenaga yaitu tenaga listrik, tenaga udara/angin dan tenaga air.	
Tujuan	1. Sebagai prosedur dalam pemeliharaan <i>baby incubator</i> 2. Agar alat selalu dalam keadaan siap dan layak pakai, sehingga umur teknis menjadi lebih panjang.	
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor: 053.1/RSPHS/I-PER/DIR/II/2025 tentang Pedoman Manajemen Fasilitas dan Keselamatan	
Prosedur	A. Persiapan 1. Siapkan formulir laporan kerja 2. Siapkan bahan pemeliharaan, bahan operasional dan material bantu : a. Kain lap / kertas tissue b. Cairan pembersih/ Kuas 3. Pemberitahuan kepada <i>user</i> B. Pelaksanaan 1. Cek dan bersihkan seluruh bagian alat menggunakan kain lap 2. Cek <i>watertank</i> dan mengisinya sesuai volume wadah 3. Nyalakan kompresor dan dental unit 4. Cek fungsi lampu, fungsi tombol naik turun pada meja dental unit. 5. Bersihkan bagian <i>three way sringe</i> menggunakan alat pembersih dan <i>contra angel</i> diberi minyak 1 minggu 1 kali 6. Lakukan uji kinerja alat 7. Lakukan uji kalibrasi alat (1 tahun sekali)	
Unit terkait	1. Poli Gigi 2. IPSRS	