

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PEMELIHARAAN ELEKTROKARDIOGRAM (EKG/ECG)		
	No. Dokumen 201/RSPHS/I-SPO/DIR/II/2025	No. Revisi 00	Halaman 1/1

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 11 Februari 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo  dr. Ifit Bagus Apriantono, M.MRS
Pengertian	1. Prosedur tentang tata cara pemeliharaan Elektrokardiografi/ EKG/ ECG 2. Elektrokardiografi/ECG adalah proses menghasilkan sinyal elektrokardiogram, rekaman aktivitas listrik jantung menggunakan elektroda yang ditempel pada kulit.	
Tujuan	1. Sebagai prosedur dalam pemeliharaan Elektrokardiografi/ EKG/ ECG 2. Agar alat selalu dalam keadaan siap dan layak pakai, sehingga umur teknis menjadi lebih panjang.	
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor: 053.1/RSPHS/I-PER/DIR/II/2025 tentang Pedoman Manajemen Fasilitas dan Keselamatan	
Prosedur	A. Persiapan 1. Siapkan formulir laporan kerja 2. Siapkan Bahan pemeliharaan, Bahan Operasional dan Material bantu : a. Tissue halus b. Kuas / Alkohol swab c. Ultrasound Gel 3. Pemberitahuan kepada user B. Pelaksanaan 1. Cek dan bersihkan seluruh bagian alat 2. Cek dan bersihkan tombol alat 3. Cek seluruh fungsi <i>indicator/display</i> 4. Cek dan bersihkan <i>elektroda bulb</i> dan <i>klem</i> 5. Lakukan uji kinerja alat menggunakan <i>ultrasound gel</i> 6. Lakukan kalibrasi (1 tahun sekali)	
Unit terkait	1. IGD 2. Irna 3. Poli Jantung 4. ICU 5. HCU 6. IPSRS	