

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PEMELIHARAAN FETAL / BABY DOPPLER		
	No. Dokumen 202/RSPHS/I-SPO/DIR/II/2025	No. Revisi 00	Halaman 1/1

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 11 Februari 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo  dr. Ifit Bagus Apriantono, M.MRS
Pengertian	1. Prosedur tentang tata cara pemeliharaan <i>Baby / Fetal doppler</i> 2. <i>Fetal doppler</i> adalah alat transduser ultrasonografi genggam yang digunakan untuk mendeteksi detak jantung janin.	
Tujuan	1. Sebagai prosedur dalam pemeliharaan <i>baby incubator</i> 2. Agar alat selalu dalam keadaan siap dan layak pakai, sehingga umur teknis menjadi lebih panjang.	
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor: 053.1/RSPHS/I-PER/DIR/II/2025 tentang Pedoman Manajemen Fasilitas dan Keselamatan	
Prosedur	A. Persiapan 1. Siapkan formulir laporan kerja 2. Siapkan Bahan pemeliharaan, bahan operasional dan material bantu : a. Ultrasound gel b. Kain lap / <i>Alkohol Swab</i> 3. Pemberitahuan kepada user B. Pelaksanaan 1. Cek dan bersihkan seluruh bagian alat 2. Cek tombol alat 3. Cek fungsi tombol <i>volume</i> 4. Lakukan uji kinerja alat menggunakan <i>ultrasound gel</i> 5. Bersihkan <i>sensor doppler</i> menggunakan <i>alcohol swab</i> 6. Lakukan kalibrasi alat (1 tahun sekali)	
Unit terkait	1. IGD Ponek 2. Maternitas 3. IPSRS	