

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PEMELIHARAAN INFUS PUMP		
	No. Dokumen 203/RSPHS/I-SPO/DIR/II/2025	No. Revisi 00	Halaman 1/1

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 11 Februari 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo  dr. Ifit Bagus Apriantono, M.MRS
Pengertian	1. Prosedur tentang tata cara pemeliharaan <i>infus pump</i> 2. <i>Infus pump</i> adalah alat yang digunakan dalam pemberian cairan infus pada pasien dengan pengaturan secara otomatis	
Tujuan	1. Sebagai prosedur dalam pemeliharaan <i>infus pump</i> 2. Agar alat selalu dalam keadaan siap dan layak pakai, sehingga umur teknis menjadi lebih panjang.	
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor: 053.1/RSPHS/I-PER/DIR/II/2025 tentang Pedoman Manajemen Fasilitas dan Keselamatan	
Prosedur	A. Persiapan 1. Siapkan formulir laporan kerja 2. Siapkan Bahan pemeliharaan, bahan operasional dan material bantu : a. Cairan NACL b. Infus set c. Kain Lap d. Cairan pembersih/ Kuas 3. Pemberitahuan kepada <i>user</i> B. Pelaksanaan 1. Cek dan bersihkan seluruh bagian alat 2. Cek kabel daya dan saklar ON/OFF berfungsi dengan baik 3. Lakukan uji fungsi alat 4. Lakukan uji kinerja alat & kalibrasi (1 tahun sekali)	
Unit terkait	1. IGD 2. PERINATOLOGI 3. ICU 4. HCU 5. IRNA 6. IPSRS	