

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PEMELIHARAAN LAMPU OPERASI		
	No. Dokumen 204/RSPHS/I-SPO/DIR/II/2025	No. Revisi 00	Halaman 1/1

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 11 Februari 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo  dr. Ifit Bagus Apriantono, M.MRS
Pengertian	1. Prosedur tentang tata cara pemeliharaan lampu operasi 2. Lampu operasi adalah salah satu peralatan medis yang sangat penting dalam proses bedah. Salah satu fungsinya untuk memberikan pencahayaan yang cukup dan jelas pada area operasi.	
Tujuan	1. Sebagai prosedur dalam pemeliharaan <i>baby incubator</i> 2. Agar alat selalu dalam keadaan siap dan layak pakai, sehingga umur teknis menjadi lebih panjang.	
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor: 053.1/RSPHS/I-PER/DIR/II/2025 tentang Pedoman Manajemen Fasilitas dan Keselamatan	
Prosedur	A. Persiapan 1. Siapkan perintah kerja 2. Siapkan formulir laporan kerja 3. Siapkan bahan pemeliharaan, bahan operasional dan material bantu : a. Kain lap / kertas tissue b. Kuas c. Lux Meter 4. Pemberitahuan kepada user A. Pelaksanaan 1. Cek dan bersihkan seluruh bagian alat 2. Cek kabel daya saklar ON/OFF berfungsi dengan baik 3. Gerakkan semua sisi dengan putaran 360° 4. Cek keseimbangan apakah sesuai dengan yang kita inginkan, jika <i>setting</i> pada posisi seimbang dan tidak bergerak pada saat sudah <i>fixed</i>. 5. Cek intensitas cahaya lampu dan fokus lampu, jika ada lampu yang tidak nyala dan lampu yang nyalanya kurang terang segera lakukan penggantian. 6. Lakukan uji kinerja alat 7. Lakukan kalibrasi alat (1 tahun sekali)	
Unit terkait	1. IKO 2. IPSRS	