

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PEMELIHARAAN NON STRES TEST (NST)		
	No. Dokumen 206/RSPHS/I-SPO/DIR/II/2025	No. Revisi 00	Halaman 1/1

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 11 Februari 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo  dr. Ifit Bagus Apriantono, M.MRS
Pengertian	1. Prosedur tentang cara pemeliharaan Non Stres Test (NST) 2. Non Stres Test (NST) adalah tes yang aman dan tidak menyakitkan bagi ibu hamil . Tes ini mengukur denyut jantung bayi yang sedang berkembang saat bayi bergerak atau saat rahim berkontraksi	
Tujuan	1. Sebagai prosedur dalam pemeliharaan <i>baby incubator</i> 2. Agar alat selalu dalam keadaan siap dan layak pakai, sehingga umur teknis menjadi lebih panjang.	
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor: 053.1/RSPHS/I-PER/DIR/II/2025 tentang Pedoman Manajemen Fasilitas dan Keselamatan	
Prosedur	A. Persiapan 1. Siapkan formulir laporan kerja 2. Siapkan bahan pemeliharaan, bahan operasional dan material bantu : a. Kain lap / kertas tissue b. Kuas / <i>alkohol swab</i> 3. Pemberitahuan kepada <i>user</i> B. Pelaksanaan 1. Cek dan bersihkan seluruh bagian alat 2. Periksa sistem catu daya 3. Periksa tombol-tombol <i>joystick</i> atau <i>tranduser</i> 4. Periksa <i>probe</i>, monitor, bersihkan bila perlu 5. Lakukan uji kinerja alat 6. Lakukan kalibrasi alat (1 tahun sekali)	
Unit terkait	1. Maternitas 2. IGD (Ponek) 3. IPSRS	