

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PEMELIHARAAN <i>PATIENT MONITOR</i>		
	No. Dokumen 207/RSPHS/I-SPO/DIR/III/2025	No. Revisi 00	Halaman 1/1

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 11 Februari 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo  dr. Ifit Bagus Apriantono, M.MRS
Pengertian	1. Prosedur tentang tata cara pemeliharaan <i>patient monitor</i> 2. <i>Patient Monitor</i> adalah alat yang digunakan untuk memantau kondisi sinyal tubuh pada pasien. Di dalam patient monitor terdapat berbagai parameter yaitu SPO2, NIBP, ECG dan Temp.	
Tujuan	1. Sebagai prosedur dalam pemeliharaan <i>baby incubator</i> 2. Agar alat selalu dalam keadaan siap dan layak pakai, sehingga umur teknis menjadi lebih panjang.	
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor: 053.1/RSPHS/I-PER/DIR/I/2025 tentang Pedoman Manajemen Fasilitas dan Keselamatan	
Prosedur	A. Persiapan - Siapkan formulir laporan kerja - Siapkan bahan pemeliharaan, bahan operasional dan material bantu : <i>Alkohol Swab</i> - Kain lap / kertas tissue - Cairan pembersih/ kuas - Pemberitahuan kepada <i>user</i> B. Pelaksanaan - Cek dan bersihkan seluruh bagian alat - Cek dan bersihkan <i>elektroda ECG</i> - Cek dan bersihkan <i>SPO2, Temp</i> - Cek dan bersihkan <i>manset</i> - Cek seluruh fungsi <i>indicator/display</i> - Lakukan uji kinerja alat dan kalibrasi (1 tahun sekali)	
Unit terkait	- IGD - IRNA - Perinatologi - Maternitas - ICU - IKO - IPSRs	