

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PEMELIHARAAN <i>PULSE OXIMETRY</i>		
	No. Dokumen 208/RSPHS/I-SPO/DIR/II/2025	No. Revisi 00	Halaman 1/1

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 11 Februari 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo  dr. Ifit Bagus Apriantono, M.MRS
Pengertian	1. Prosedur tentang tata cara pemeliharaan <i>pulse oximetry</i> 2. <i>Pulse oximetry</i> merupakan alat untuk mengukur kadar oksigen dalam darah.	
Tujuan	1. Sebagai prosedur dalam pemeliharaan <i>baby incubator</i> 2. Agar alat selalu dalam keadaan siap dan layak pakai, sehingga umur teknis menjadi lebih panjang.	
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor: 053.1/RSPHS/I-PER/DIR/II/2025 tentang Pedoman Manajemen Fasilitas dan Keselamatan	
Prosedur	A. Persiapan - Siapkan formulir laporan kerja - Siapkan bahan pemeliharaan, bahan operasional dan material bantu : - Kain lap / kertas tissue - Alat <i>pulse oximetry</i> lainnya sebagai pembanding - Pemberitahuan kepada <i>user</i> A. Pelaksanaan - Cek dan bersihkan seluruh bagian alat - Cek dan bersihkan kabel sensor - Lakukan uji kinerja alat dengan alat pembanding - Lakukan kalibrasi (1 tahun sekali)	
Unit terkait	- Perinatologi - IGD - IPSRS	