

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PEMELIHARAAN <i>SPHYGMOMANOMETER</i> (TENSIMETER)		
	No. Dokumen 209/RSPHS/I-SPO/DIR/II/2025	No. Revisi 00	Halaman 1/1

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 11 Februari 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo  dr. Ifit Bagus Apriantono, M.MRS
Pengertian	1. Prosedur tentang tata cara pemeliharaan <i>Sphygmomanometer</i> (tensimeter) 2. Tensimeter adalah alat yang dipakai untuk mengukur tekanan darah pasien yang hasil pengukurannya ditunjukkan oleh jarum/digital	
Tujuan	1. Sebagai prosedur dalam pemeliharaan <i>Sphygmomanometer</i> (tensimeter). 2. Agar alat selalu dalam keadaan siap dan layak pakai, sehingga umur teknis menjadi lebih panjang.	
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor: 053.1/RSPHS/I-PER/DIR/II/2025 tentang Pedoman Manajemen Fasilitas dan Keselamatan	
Prosedur	A. Persiapan 1. Siapkan formulir laporan kerja 2. Siapkan bahan pemeliharaan, bahan operasional dan material bantu : a. Kain lap / kertas <i>tissue</i> b. Kuas 3. Pemberitahuan kepada <i>user</i> B. Pelaksanaan 1. Cek dan bersihkan seluruh bagian alat 2. Cek bagian luar peralatan dari kerusakan atau perangkat keras yang hilang 3. Periksa interior untuk tanda-tanda korosi. Perbaiki sesuai kebutuhan 4. Periksa selang dan <i>manset</i> dari retakan atau kebocoran. Ganti sesuai kebutuhan 5. Lakukan uji kinerja alat 6. Lakukan kalibrasi alat (1 tahun sekali)	
Unit terkait	1. IRJA 2. ALL IRNA 3. IGD 4. ICU 5. IPSRS	