

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PEMELIHARAAN SPIROMETRI		
	No. Dokumen 210/RSPHS/I-SPO/DIR/II/2025	No. Revisi 00	Halaman 1/1

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 11 Februari 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo  dr. Ifit Bagus Apriantono, M.MRS
Pengertian	1. Prosedur tentang tata cara pemeliharaan spirometri 2. Spirometri adalah alat tes yang digunakan untuk menilai kinerja paru dengan mengukur berapa banyak udara yang dihirup, berapa banyak yang dibuang dan seberapa cepat prosesnya.	
Tujuan	1. Sebagai prosedur dalam pemeliharaan <i>baby incubator</i> 2. Agar alat selalu dalam keadaan siap dan layak pakai, sehingga umur teknis menjadi lebih panjang.	
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor: 053.1/RSPHS/I-PER/DIR/II/2025 tentang Pedoman Manajemen Fasilitas dan Keselamatan	
Prosedur	A. Persiapan - Siapkan formulir laporan kerja - Siapkan bahan pemeliharaan, bahan operasional dan material bantu : <i>Mouthpiece</i> - Kuas / kertas <i>tissue</i> - Cairan pembersih/ Alkohol - Pemberitahuan kepada user B. Pelaksanaan - Cek dan bersihkan seluruh bagian alat - Cek dan bersihkan tombol alat - Cek dan bersihkan turbin dengan <i>alcohol</i> - Cek penyimpanan data alat - Lakukan uji kinerja alat dengan mencoba alat - Lakukan kalibrasi (1 tahun sekali)	
Unit terkait	- Poli Paru - IRNA - IPSRS	