

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PEMELIHARAAN SUCTION PUMP		
	No. Dokumen 211/RSPHS/I-SPO/DIR/II/2025	No. Revisi 00	Halaman 1/1

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 11 Februari 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo  dr. Ifit Bagus Apriantono, M.MRS
Pengertian	1. Prosedur tentang tata cara pemeliharaan <i>suction pump</i> 2. <i>Suction pump</i> adalah alat yang terdiri dari motor penggerak untuk sistem hisap dan tabung vakum sebagai media cairan yang dihisap	
Tujuan	1. Sebagai prosedur dalam pemeliharaan <i>baby incubator</i> 2. Agar alat selalu dalam keadaan siap dan layak pakai, sehingga umur teknis menjadi lebih panjang.	
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor: 053.1/RSPHS/I-PER/DIR/II/2025 tentang Pedoman Manajemen Fasilitas dan Keselamatan	
Prosedur	A. Persiapan 1. Siapkan formulir laporan kerja 2. Siapkan bahan pemeliharaan, bahan operasional dan material bantu : a. Kain lap / kerlas tissue b. Cairan pembersih/ kuas c. <i>Bakteria filter</i> bila perlu 3. Pemberitahuan kepada <i>user</i> B. Pelaksanaan 1. Cek dan bersihkan seluruh bagian alat 2. Cek bagian <i>bakteria filter</i> dan ganti bila perlu 3. Cek selang <i>suction</i> ganti bila perlu 4. Cek tekanan maksimum pada <i>suction pump</i> (18 kpa) 5. Lakukan uji kinerja alat dan kalibrasi (1 tahun sekali)	
Unit terkait	1. Maternitas 2. ICU 3. IGD 4. IGD (Ponek) 5. IPSRS	