

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PEMELIHARAAN <i>SYRINGE PUMP</i>		
	No. Dokumen 212/RSPHS/I-SPO/DIR/II/2025	No. Revisi 00	Halaman 1/1

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 11 Februari 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo  dr. Ifit Bagus Apriantono, M.MRS
Pengertian	Prosedur tentang tata cara pemeliharaan <i>syringe pump</i>	
Tujuan	1. Sebagai prosedur dalam pemeliharaan <i>syringe pump</i> 2. Agar alat selalu dalam keadaan siap dan layak pakai, sehingga umur teknis menjadi lebih panjang.	
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor: 053.1/RSPHS/I-PER/DIR/I/2025 tentang Pedoman Manajemen Fasilitas dan Keselamatan	
Prosedur	A. Persiapan 1. Siapkan formulir laporan kerja 2. Siapkan bahan pemeliharaan, bahan operasional dan material bantu : - Kain lap / kertas <i>tissue</i> - Cairan pembersih/ kuas - Sduit 20 cc dan 50cc 3. Pemberitahuan kepada <i>user</i> A. Pelaksanaan 1. Cek dan bersihkan seluruh bagian alat 2. Cek dan bersihkan bagian <i>detector</i> pendorong 3. Cek dan bersihkan bagian <i>flange slot</i> 4. Lakukan uji kinerja alat dan kalibrasi (1 tahun sekali)	
Unit terkait	1. Perinatologi 2. IGD 3. IRNA 4. ICU 5. IPSRS	