

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PEMELIHARAAN <i>TREADMILL</i>		
	No. Dokumen 213/RSPHS/I-SPO/DIR/II/2025	No. Revisi 00	Halaman 1/1

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 11 Februari 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo  dr. Ifit Bagus Apriantono, M.MRS
Pengertian	1. Prosedur tentang tata cara pemeliharaan <i>treadmill</i> 2. <i>Test Treadmill</i> merupakan pemeriksaan yang dilakukan untuk monitoring kinerja jantung seorang pasien selama melakukan aktivitas fisik.	
Tujuan	1. Sebagai prosedur dalam pemeliharaan <i>baby incubator</i> 2. Agar alat selalu dalam keadaan siap dan layak pakai, sehingga umur teknis menjadi lebih panjang.	
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor: 053.1/RSPHS/I-PER/DIR/II/2025 tentang Pedoman Manajemen Fasilitas dan Keselamatan	
Prosedur	A. Persiapan 1. Siapkan formulir laporan kerja 2. Siapkan bahan pemeliharaan, bahan operasional dan material bantu : a. Kain lap / kertas tissue b. Kuas 3. Pemberitahuan kepada <i>user</i> B. Pelaksanaan 1. Cek dan bersihkan seluruh bagian alat 2. Cek dan bersihkan tombol <i>switch</i> 3. Cek kabel elektroda yang terpasang pada pasien 4. Cek bagian dan <i>konektivitas transmitter</i> 5. Cek fungsi <i>printer</i> alat 6. Lakukan uji kinerja alat 7. Lakukan kalibrasi (1 tahun sekali)	
Unit terkait	1. Poli Jantung / IRJA 2. IPSRS	