

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA		PEMELIHARAAN <i>ULTRASONOGRAFI (USG)</i>		
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA		No. Dokumen 214/RSPHS/I-SPO/DIR/II/2025	No. Revisi 00	Halaman 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 11 Februari 2025		Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo  dr. Ifit Bagus Apriantono, M.MRS	
Pengertian	1. Prosedur tentang tata cara pemeliharaan <i>Ultasonografi (USG)</i> 2. <i>Ultrasonografi</i> medis (<i>sonografi</i>) adalah sebuah teknik diagnostic pencitraan menggunakan suara ultra yang digunakan untuk mencitrakan organ internal dan otot. Sonografi <i>obstetric</i> biasa digunakan ketika masa kehamilan			
Tujuan	1. Sebagai prosedur dalam pemeliharaan <i>baby incubator</i> 2. Agar alat selalu dalam keadaan siap dan layak pakai, sehingga umur teknis menjadi lebih panjang.			
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor: 053.1/RSPHS/I-PER/DIR/II/2025 tentang Pedoman Manajemen Fasilitas dan Keselamatan			
Prosedur	A. Persiapan 1. Siapkan formulir laporan kerja 2. Siapkan bahan pemeliharaan, bahan operasional dan material bantu : a. Kain lap / kertas <i>tissue</i> b. Kuas 3. Pemberitahuan kepada <i>user</i> A. Pelaksanaan 1. Pastikan kondisi USG dalam keadaan <i>off</i>. 2. Bersihkan alat dari debu menggunakan kain kering. 3. Cek dan bersihkan bagian <i>probe</i> menggunakan kain kering. 4. Pastikan probe terpasang tepat dan kabel tidak tergulung 5. Cek fungsi roda, beri pelumas. 6. Untuk monitor LCD gunakan kain halus kering atau kuas, jangan menekan layar terlalu keras karen dapat menyebabkan piksel terbakar atau rusak. 7. Jangan menyalakan <i>printer</i> terlalu lama jika tidak terpakai. 8. Bersihkan <i>printer</i> dengan kain bersih. 9. Lakukan uji kinerja alat. 10. Lakukan kalibrasi (1 tahun sekali).			
Unit terkait	1. ICU 2. Maternitas 3. Poli Obgyn 4. Poli Jantung 5. Poli IPD 6. Poli Syaraf 7. Poli Orthopedi 8. Poli Urologi 9. Radiologi 10. IPSRS			