

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PEMELIHARAAN VENTILATOR		
	No. Dokumen 215/RSPHS/I-SPO/DIR/II/2025	No. Revisi 00	Halaman 1/1

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 11 Februari 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo  dr. Ifit Bagus Apriantono, M.MRS
Pengertian	1. Prosedur tentang tata cara pemeliharaan <i>ventilator</i> 2. <i>Ventilator</i> adalah alat bantu pernafasan yang digunakan apabila pasien mengalami kegagalan fungsi jantung.	
Tujuan	1. Sebagai prosedur dalam pemeliharaan <i>baby incubator</i> 2. Agar alat selalu dalam keadaan siap dan layak pakai, sehingga umur teknis menjadi lebih panjang.	
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor: 053.1/RSPHS/I-PER/DIR/II/2025 tentang Pedoman Manajemen Fasilitas dan Keselamatan	
Prosedur	A. Persiapan 1. Siapkan fomulir laporan kerja 2. Siapkan bahan pemeliharaan, bahan operasional dan material bantu : a. Kain lap halus b. Kuas c. <i>Breathing Circuit</i> d. <i>Test Lung</i> B. Pelaksanaan 1. Cek dan bersihkan seluruh bagian alat tiap 1 bulan. 2. Cek Indikator dan <i>system alarm</i>, perbaiki bila perlu tiap 1 tahun. 3. Cek filter dan <i>Seal O</i>. 4. Cek sensor <i>O2 cell</i>, ganti bila perlu 1 tahun sekali. 5. Cek lampu <i>indicator</i>. 6. Cek kerusakan dan kebocoran saluran udara, ganti bila perlu tiap 6 bulan. 7. Lakukan uji kinerja dan kalibrasi tiap 1 tahun. C. Pencatatan 1. Isi kartu pemeliharaan alat 2. Isi Formulir Laporan Kerja 3. User menandatangani laporan kerja.	
Unit terkait	1. Perinatologi 2. ICU 3. IPSRS	