

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PROSEDUR PEMASANGAN BLOODLINE DAN PRIMING		
	No. Dokumen 134/RSPHS/I-SPO/DIR/III/2025	No. Revisi 00	Halaman 1/2

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 04 Februari 2025	Ditetapkan Oleh Direktur Rumah Sakit Prima Husada  dr. Ifit Bagus Apriantono,M.MRS
Pengertian	Pemasangan alat berupa selang khusus (bloodline) yang digunakan untuk melakukan sirkulasi darah di luar tubuh pasien (ekstracorporeal) saat hemodialisa berlangsung	
Tujuan	<i>Bloodline terpasang dengan tepat, rapih dan tetap terjaga kesterilan</i>	
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada tentang Pedoman Pelayanan Dialisis di Instalasi Hemodialisa 755/RSPHS/I-PER/DIR/VI/2024	
Prosedur	A. Persiapan alat 1. Mesin hemodialysis yang siap pakai 2. Satu set bloodline 3. Infus set 4. NaCL 0,9% 500-1000 cc 5. Dialyzer baru atau bekas pakai 6. Gelas ukur 2 liter 7. APD 8. Heparin 9. Sruit 3 cc B. Penatalaksanaan 1. Lakukan cuci tangan 2. Pakai sarung tangan dan masker 3. Ambil dan mengecek bloodline set yang masih 4. Pastikan bloodline tidak ada kerusakan 5. Buka kemasan bloodline yang terdiri dari arterial line dan venous line 6. Pasang arterial line 7. Pasang venous line 8. Semua klem kecil di klem kecuali klem yang tersambung dengan infus line (arahkan semua klem kecil ke pangkal) 9. Pasang dialyzer pada mesin dan pastikan ujung bloodline berada pada posisi tidak menyentuh tanah atau yang menyebabkan kontaminasi 10. Posisikan dialyzer biru diatas dan merah dibawah dan posisikan ujung venous line pada gelas ukur dengan posisi konektor tertutup	

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PROSEDUR PEMASANGAN BLOODLINE DAN PRIMING		
	No. Dokumen 134/RSPHS/I-SPO/DIR/II/2025	No. Revisi 00	Halaman 2/2
	11. Masuk ke mode "PRIM" 12. Pasang infus set pada NaCL 0,9% sambungkan dengan infus line yang terdapat pada arterial line 13. Isi arterial line dengan NaCL 0,9% sampai ujung konektor dengan posisi gravitasi lalu tutup 14. Nyalakan bloodpump mulai dari QB 100-200 mL/menit dengan menggunakan NaCL 0,9% sebanyak 500-1000cc untuk dialyzer reprocessing 15. Balik bubble trap yang berwarna merah, jika sudah penuh terisi NaCL diposisikan tegak kembali, sedangkan bubble trap berwarna biru tetap diposisikan terbalik sampai proses priming selesai 16. Bebaskan udara dari dalam kompartemen darah pada dialyzer dengan cara ketuk ketuk dialyzer dengan kedua tangan 17. Setelah dialyzer bebas udara dan bebas dari zat steril (NaCL 0,9% mencapai 500-1000 cc) matikan bloodpump 18. Sambungkan arterial line dengan venous line - Balik bubble trap berwarna biru keposisi tegak kembali - Tutup klem kecil (infus line) - Buka semua klem besar - Lakukan sirkulasi tertutup 19. Berikan heparin sirkulasi sesuai kebutuhan dan indikasi serta kontraindikasi 20. Petugas merapikan alat yang digunakan 21. Lepaskan sarung tangan 22. Cuci tangan		
Unit Terkait	1. Unit Dialisis		