

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PENGUNAAN TABUNG OKSIGEN TRANSPORT		
	No. Dokumen 158.3/RSPHS/I-SPO/DIR/II/2025	No. Revisi 01	Halaman 1/1

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 11 Februari 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo  dr. Ifit Bagus Apriantono, M.MRS
Pengertian	Suatu tata cara untuk penggunaan tabung oksigen transport.	
Tujuan	Sebagai bahan panduan dalam penggunaan tabung oksigen transport.	
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor: 053.1/RSPHS/I-PER/DIR/I/2025 tentang Pedoman Manajemen Fasilitas dan Keselamatan	
Prosedur	1. Pastikan tabung oksigen terisi dan perlengkapannya (regulator, <i>humidifier</i> , nasal kanul/masker) terpasang dengan benar dan siap digunakan. 2. Pastikan tabung oksigen terisi dengan memutar penutupnya ke arah open, jika terisi aliran oksigen akan terlihat pada <i>flowmeter</i> bergerak ke arah kanan. 3. Periksa kondisi pasien yang akan diberikan oksigen. 4. Sambungkan ujung selang masker oksigen ke <i>humidifier</i> . 5. Pasang nasal kanul atau masker pada pasien. 6. Atur aliran oksigen sesuai kebutuhan pasien, yang biasanya dimulai dari dosis rendah. 7. Pantau kondisi pasien dan saturasi oksigen (SpO2) secara berkala untuk memastikan pasien mendapatkan oksigen yang cukup.	
Unit terkait	Seluruh Unit Pelayanan Medis	