

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	DEKONTAMINASI MANSET DI LAUNDRY		
	No. Dokumen 1092/RSPHS/I-SPO/DIR/XII/2025	No. Revisi 00	Halaman 1 / 2

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 30 Desember 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada  Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep.,M.Kep
Pengertian	Dekontaminasi manset adalah proses penanganan awal berupa pembersihan dan perlakuan khusus terhadap manset alat medis (misalnya manset tensimeter) yang terkontaminasi darah, cairan tubuh, atau mikroorganisme, dengan tujuan menurunkan jumlah kuman sebelum dilakukan pencucian lanjutan di unit laundry rumah sakit	
Tujuan	1. Mencegah penularan infeksi silang dari manset yang digunakan berulang. 2. Menjamin keamanan petugas laundry dari paparan mikroorganisme patogen. 3. Menjaga kebersihan dan mutu manset sesuai standar pengendalian infeksi. 4. Mendukung penerapan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) di rumah sakit.	
Kebijakan	1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. 2. Keputusan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 824/RSPHS/I-SPO/DIR/IX/2025 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelayanan Unit Laundry.	
Prosedur	A. Persiapan 1. Gunakan Alat Pelindung Diri (APD) berupa sarung tangan, masker, dan apron. 2. Sediakan larutan desinfektan sesuai rekomendasi PPI rumah sakit. 3. Siapkan wadah tertutup khusus untuk manset kotor/terkontaminasi. B. Penerimaan Manset 1. Terima manset dari unit pelayanan dalam kantong tertutup dan berlabel. 2. Pisahkan manset dari linen lain sesuai kategori infeksius atau non-infeksius.	

DEKONTAMINASI MANSET DI LAUNDRY

RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

No. Dokumen
1092/RSPHS/I-SPO/DIR/XII/2025

No. Revisi
00

Halaman
2 / 2

3. Periksa kondisi manset untuk memastikan tidak terdapat kerusakan berat.
- C. Proses Dekontaminasi
 1. Lepaskan bagian manset yang dapat dilepas sesuai petunjuk pabrik.
 2. Rendam manset dalam larutan desinfektan dengan konsentrasi dan waktu kontak sesuai ketentuan PPI.
 3. Pastikan seluruh permukaan manset terendam sempurna.
 4. Angkat manset setelah waktu kontak terpenuhi.
- D. Pencucian dan Pengeringan
 1. Cuci manset menggunakan mesin cuci atau metode manual sesuai jenis bahan manset.
 2. Gunakan deterjen dan suhu air sesuai standar laundry rumah sakit.
 3. Bilas manset hingga bersih dari sisa deterjen dan desinfektan.
 4. Keringkan manset menggunakan mesin pengering atau penjemuran di area bersih.
- E. Penyimpanan
 1. Simpan manset bersih di tempat tertutup dan bersih.
 2. Beri label atau tanda bahwa manset telah melalui proses dekontaminasi.
 3. Distribusikan manset bersih sesuai permintaan unit pelayanan.

Unit Terkait

Unit Laundry
Instalasi Rawat Inap
Instalasi Gawat Darurat
Intensive Care Unit
Instalasi Kamar Operasi
Tim Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)