

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA		PEMELIHARAAN CT SCAN	
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA		No. Dokumen 1101/RSPHS/I-SPO/DIR/XII/2025	No. Revisi 00
		Halaman 1 / 2	
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 30 Desember 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada  Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep.,M.Kep	
Pengertian	Pemeliharaan CT Scan Adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan, pembersihan, perawatan dan pengujian fungsi alat CT Scan secara teratur untuk menjaga kondisi alat tetap aman, andal dan layak pakai sesuai standar pelayanan radiologi rumah sakit.		
Tujuan	1. Memastikan CT Scan berfungsi dengan baik dan siap digunakan setiap saat. 2. Mencegah kerusakan atau gangguan fungsi alat melalui pemeliharaan rutin. 3. Menjamin keselamatan pasien, petugas dan lingkungan dari risiko radiasi atau kelistrikan.		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Nomor 636.1/RSPHP/I-PER/DIR/VIII/2025 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Radiologi.		
Prosedur	A. Pemeliharaan Harian (oleh Petugas Radiologi) 1. Pastikan kondisi ruang CT Scan bersih, kering dan bebas debu. 2. Periksa sumber Listrik utama dan pastikan indicator day anormal. 3. Bersihkan permukaan luar alat, meja pasien dan area sekitar dengan kain bersih. 4. Jangan gunakan cairan pembersih keras atau menyemprot langsung ke alat. 5. Periksa koneksi kabel daya, grounding dan konektor sesor, pastikan terpasang kuat. 6. Hidupkan alat dan lakukan self-check system sesuai prosedur pabrikan. 7. Laporkan segera bila ditemukan kelainan atau pesan error pada layer. 8. Matikan alat sesuai prosedur bila tidak digunakan lagi. B. Pemeliharaan Mingguan (oleh Teknisi Elektromedik) 1. Periksa koneksi jaringan antara CT Scan dan PACS 2. Jalankan tes kalibrasi dasar. 3. Catat hasil pemeriksaan.		

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PEMELIHARAAN CT SCAN		
	No. Dokumen 1101/RSPHS/I-SPO/DIR/XII/2025	No. Revisi 00	Halaman 2 / 2
	4. Laporkan hasil ke kepala Instalasi Radiologi untuk verifikasi. C. Pemeliharaan Tahunan (oleh Vendor Resmi) 1. Jadwalkan pelaksanaan bersama pihak vendor. 2. Pastikan alat dalam kondisi aman sebelum dilakukan tindakan. 3. Lakukan pemeriksaan menyeluruh. 4. Lakukan kalibrasi system sesuai standar. 5. Terbitkan dan simpan sertifikat kalibrasi.		
Unit Terkait	Instalasi Radiologi IPSRS		