

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	MENGHIDUPKAN DAN MEMATIKAN CT SCAN		
	No. Dokumen 1102/RSPHS/I-SPO/DIR/XII/2025	No. Revisi 00	Halaman 1 / 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 30 Desember 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada  Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep.,M.Kep	
Pengertian	Prosedur menghidupkan dan mematikan CT Scan Adalah serangkaian langkah untuk memastikan perangkat bekerja secara aman, efektif dan sesuai standat keselamatan pasien, staf, serta peralatan.		
Tujuan	1. Memastikan pengoperasian CT Scan dilakukan dengan aman dan benar. 2. Mencegah kerusakan alat akibat prosedur penghidupan dan pemadaman yang salah. 3. Memastikan kesiapan alat sebelum digunakan untuk pelayanan pasien		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Nomor 636.1/RSPHP/I-PER/DIR/VIII/2025 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Radiologi.		
Prosedur	A. Menghidupkan CT Scan 1. Pastikan area CT Scan bersih, kering dan bebas benda asing. 2. Pastikan sumber Listrik utama dan UPS dalam kondisi normal 3. Periksa pael Listrik, pastikan tegangan stabil dan tidak ada indicator gangguan. 4. Periksa kondisi alat, kabel, dan konektor, laporkan bila ada kerusakan. 5. Nyalakan UPS terlebih dahulu dan tunggu hingga indicator menyala stabil. 6. Tekan tombol MAIN POWER ON pada panel utama CT Scan. 7. Tunggu system menyala hingga tampilan booting selesai. 8. Nyalakan trafo dengan memutar pedal ke arah bawah. 9. Tekan tombol ON (warna hijau) 10. Nyalakan CIRS 11. Nyalakan console, tunggu sampai muncul permintaan username dan password.		



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

MENGHIDUPKAN DAN MEMATIKAN CT SCAN

No. Dokumen

1102/RSPHS/I-SPO/DIR/XII/2025

No. Revisi

00

Halaman

2 / 2

12. Klik **YES**

13. Tunggu sampai ada perintah menyalakan **GANTRY**

14. Putra kunci yang ada di scan box console ke arah bawah lalu lepaskan.

B. Persiapan Alat

1. Pastikan semua pemeriksaan telah selesai dan tidak ada pasien di meja pemeriksaan.
2. Selesaikan proses penyimpanan dan pengiriman gambar ke **PACS**.
3. Tutup seluruh aplikasi pemeriksaan dan logout dari system
4. Matikan computer melalui menu shutdown.
5. Tunggu hingga layer CPU benar – benar mati.
6. Tekan tombol **OFF** pada panel utama CT Scan.
7. Matikan UPS setelah system benar – benar padam.
8. Pastikan semua indicator daya sudah mati.

Unit Terkait

Instalasi Radiologi