

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PENCETAKAN HASIL X-RAY		
	No. Dokumen 1103/RSPHS/I-SPO/DIR/XII/2025	No. Revisi 01	Halaman 1 / 1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 30 Desember 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada  Ns.Heni Indra Wulansari, S.Kep.,M.Kep	
Pengertian	Prosedur tentang tata cara pencetakan hasil X-Ray		
Tujuan	1. Sebagai pedoman pelayanan X-Ray dan tata cara pencetakan hasil 2. Memperlancar pelayanan selama pemeriksaan dilakukan. 3. Untuk menegakkan Diagnosa		
Kebijakan	1. PMK Nomor 1014 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Radiologi di Sarana Pelayanan Kesehatan 2. Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Nomor 522/RSPHS/I-PER/DIR/II/2022 tentang Pedoman Pelayanan Radiologi		
Prosedur	1. Cek kondisi printer, pastikan tinta printer dalam kondisi terisi 2. Pastikan printer pertama dalam siap pakai dan printer kedua dalam kondisi mati. 3. Setting menu printer sesuai dengan kode printer yang akan dipakai. 4. Letakkan satu lembar film X-Ray, jangan meletakkan dalam jumlah banyak di dalam tempat peletakan film di printer. 5. Cetak hasil satu persatu, berikan jeda 1 menit untuk mencetak hasil selanjutnya. 6. Gunakan printer maksimal 10 kali pencetakan, kemudian matikan printer selama 15 menit. 7. Nyalakan printer kedua setelah printer pertama dimatikan. 8. Gunakan printer kedua untuk mencetak hasil selanjutnya. 9. Setelah 10 kali pencetakan, kemudian matikan printer kedua selama 15 menit. 10. Ulangi secara bergantian penggunaan printer untuk proses pencetakan sesuai dengan langkah sebelumnya.		
Unit Terkait	Instalasi Radiologi		