

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PENGUNAAN INJECTOR CT-SCAN		
	No. Dokumen 1106/RSPHS/I-SPO/DIR/XII/2025	No. Revisi 00	Halaman 1 / 3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 30 Desember 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada  Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep.,M.Kep	
Pengertian	Penggunaan injector CT Scan Adalah prosedur dalam mengoperasikan alat injector otomatis untuk menyuntikkan media kontras ke tubuh pasien secara terkontrol dan tepat waktu saat dilakukan pemeriksaan CT Scan.		
Tujuan	1. Menjamin pelaksanaan penggunaan injector Ct Scan sesuai standar keselamatan pasien dan akreditasi rumah sakit. 2. Menjamin ketepatan dosis, waktu dan kecepatan injeksi media kontras. 3. Mencegah terjadinya kesalahan dan risiko pada pasien akibat penggunaan injector yang tidak tepat.		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Nomor 636.1/RSPHP/I-PER/DIR/VIII/2025 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Radiologi.		
Prosedur	A. Persiapan 1. Pastikan injector CT Scan dalam kondisi baik dan telah dilakukan pengecekan fungsional harian. 2. Periksa kelengkapan dan kebersihan paralatan sebelum digunakan 3. Cuci tangan sesuai prosedur kebersihan tangan. 4. Lakukan identifikasi pasien menggunakan minimal du aidentitas (nama lengkap dan tanggal lahir). 5. Konfirmasi jenis pemeriksaan dan kebutuhan penggunaan media kontras kepada dokter radiologi. 6. Tanyakan riwayat alergi atau reaksi terhadap media kontras kepada pasien. 7. Persiapkan media kontras, syringe dan selang injector sesuai jenis pemeriksaan. 8. Pasang infus intravena pada vena perifer dengan ukuran kanula minimal 20G (bila belum terpasang IV cath) B. Pemasangan dan Pangaturan Injektor 1. Pasang syringe kontras pada dudukan injector.		

PENGUNAAN INJECTOR CT-SCAN

RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

No. Dokumen
1106/RSPHS/I-SPO/DIR/XII/2025

No. Revisi
00

Halaman
2 / 3

2. Isi syringe dengan media kontras yang telah disiapkan secara aseptik dan tekan tombol move.
3. Hubungkan selang injector dengan syringe dan lakukan priming untuk mengeluarkan udara dari selang.
4. Pasang ujung selang ke jalur infus pasien dengan hati – hati agar tidak terjadi gelembung udara.
5. Atur parameter injeksi pada monitor injector, meliputi:
 - a. Volume kontras (ml)
 - b. Kecepatan injeksi (ml/detik)
 - c. Waktu delay (detik)
6. Pastikan semua pengaturan sesuai dengan protocol pemeriksaan dokter radiologi.
7. Nyalakan injektor
8. Tekan tombol ON pada operasional consol injector.
9. Arahkan injector tegak lurus vertical dengan pendorong syringe berada diatas.
10. Masukkan syringe ke dalam injector, putar syringe searah jarum jam.
11. Tekan tombol enable keatas sampai maksimal
12. Pasang injector spiral
13. Pasang warmer
14. Posisikan injector dengan posisi syringe dibawah dan injector siap digunakan.
15. Koordinasikan waktu injeksi dengan operator CT Scan agar sinkron dengan proses scanning.

C. Pelaksanaan Injeksi

1. Informasikan kepada pasien bahwa media kontras akan disuntikkan secara otomatis.
2. Aktifkan injector sesuai timing yang diatur.
3. Amati pasien selama injeksi berlangsung untuk mendeteksi adanya reaksi tidak diinginkan.
4. Hentikan injeksi segera bila muncul tanda – tanda reaksi alergi atau ekstrasvasasi kontras.
5. Lanjutkan pemeriksaan CT Scan sesuai protocol.

D. Pasca Pemeriksaan

1. Matikan injector setelah digunakan.
2. Buang syringe, selang dan sisa kontras sesuai prosedur limbah medis B3.
3. Bersihkan bagian luar injector menggunakan kain dan disinfektan.

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PENGUNAAN INJECTOR CT-SCAN		
	No. Dokumen 1106/RSPHS/I-SPO/DIR/XII/2025	No. Revisi 00	Halaman 3 / 3
	4. Pantau pasien minimal 15-30 menit pasca injeksi untuk memastikan tidak ada reaksi alergi lanjutan.		
Unit Terkait	Instalasi Radiologi		