

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	POCT LABORATORIUM		
	No. Dokumen 882.2/RSPHS/I-SPO/DIR/X/2025	No. Revisi 00	Halaman 1 / 1

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 10 Oktober 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo  Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep,M.Kep
Pengertian	Permintaan pemeriksaan laboratorium merupakan kegiatan analitik pemeriksaan gula darah pasien dengan menggunakan metode POCT (Point Of Care Testing)	
Tujuan	1. Untuk meningkatkan mutu hasil yang sesuai dengan standart operasional POCT 2. Terciptanya kinerja yang efektif, efisien dan cepat dalam pemeriksaan POCT	
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 882.1/RSPHS/I-PER/DIR/X/2025 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Laboratorium	
Prosedur	PEMERIKSAAN POCT 1. Petugas medis melakukan pengecekan guladarah dengan menggunakan metode POCT 2. Lakukan sampling kapiler yang berada di ujung jari pasien, disarankan pada ujung jari tengah atau jari manis. 3. Siapkan blood lancet, alcohol swab 70 %, dan alat POCT gula darah. 4. Lakukan usapan di jari pasien dengan kapas alcohol 70%. 5. Lakukan sampling kapiler menggunakan blood lancet ke salah satu jari pasien, dan tekan sampai darah pada ujung jari keluar 6. Lakukan pengambilan darah kapiler sesuai dengan kebutuhan 7. Tunggu sampai nilai pada alat POCT keluar. 8. Lakukan pencatatan hasil dan jam pada saat pemeriksaan 9. Laporkan ke WA laboratorium dengan menyertakan Jam pengambilan dan hasil POCT. 10. Lakukan pencatatan pada lembar pasien POCT, guna menuliskan siapa saja pasien yang melakukan POCT dan nantinya akan digunakan sebagai pengambilan accu check performa (stik GDS) dan accu check safe-T pro (lancet) selanjutnya.	
Unit Terkait	1. IRNA 2A 2. IRNA 2B 3. IRNA 3 4. IRJA 5. IKO 6. IGD 7. MATERNITAS 8. ICU 9. PERINATAL	