

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PENGUNAAN CT SCAN		
	No. Dokumen 241/RSPHS/I-SPO/DIR/IV/2026	No. Revisi 00	Halaman 1 / 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 16 April 2026	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada  Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep.,M.Kep	
Pengertian	CT Scan (Computed Tomography Scan) adalah pemeriksaan radiologi diagnostik yang menggunakan sinar-X dan sistem komputer untuk menghasilkan gambaran penampang tubuh secara detail guna membantu menegakkan diagnosis, menentukan tindakan medis, serta memantau hasil terapi.		
Tujuan	1. Memastikan CT Scan berfungsi dengan baik dan siap digunakan setiap saat. 2. Mencegah kerusakan atau gangguan fungsi alat melalui pemeliharaan rutin. 3. Menjamin keselamatan pasien, petugas dan lingkungan dari risiko radiasi atau kelistrikan.		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Nomor 636.1/RSPHP/I-PER/DIR/VIII/2025 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Radiologi.		
Prosedur	A. Menyalakan CT Scan 1. Nyalakan CPU computer, tekan tombol power di CPU, tunggu sampai computer CT Scan menyala. 2. Klik menu “start” lalu login ke aplikasi CT Scan dengan memasukkan password user CT Scan “ct”. 3. Tunggu beberapa menit sampai login berhasil. B. Pemanasan Alat 1. Langkah Pertama (Warming up) a. Klik menu “service”, lalu klik menu “Tube Warm Up” lalu klik menu “Start” tunggu sampai dengan tube head mencapai 15%. b. Klik tombol “Stop” dan exit. c. Jika berhasil, maka pemeriksaan bisa dilakukan d. Jika tidak berhasil, lakukan langkah kedua. 2. Langkah Kedua a. Klik menu “Start Study” lalu klik menu “Anonymous”. b. Ubah tanggal sesuai dengan hari pemeriksaan c. Klik menu “Posisi pasien” d. Klik menu “Exam Protokol Goups”		

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PENGUNAAN CT SCAN		
	No. Dokumen 241/RSPHS/I-SPO/DIR/IV/2026	No. Revisi 00	Halaman 2 / 2
	e. Klik menu “Head” pilih pemeriksaan brain atau sesuai dengan rencana pemeriksaan pasien tersebut f. Pilih “KV”, ubah ke angka 80 kemudian klik menu “Go” berwarna hijau g. Klik tombol “Please Press Scan Button” pada alat putih sampai alat berhenti scan. h. Jika alat sudah berhenti dan Tube headnya di atas 15%, maka alat bisa digunakan untuk pemeriksaan. C. Jeda Penggunaan Alat 1. Istirahatkan alat selama 15 menit untuk setiap pemeriksaan CT Scan brain non kontras dari pemeriksaan sebelumnya. 2. Istirahatkan alat selama 60 menit untuk setiap pemeriksannya: a. CT Scan Kepala dengan kontras b. CT Scan Abdomen non kontras dan kontras c. CT Thorax non kontras dan kontras d. CT Ekstremitas non kontras dan kontras		
Unit Terkait	Instalasi Radiologi IPSRS		