

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PEMBERSIHAN INSTRUMEN		
	No. Dokumen 1016.2/RSPHS/I-SPO/DIR/XII/2025	No. Revisi 01	Halaman 1/2

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 1 Desember 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada  Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep.,M.Kep
Pengertian	Pembersihan adalah proses membuang semua kotoran yang tampak (darah, lemak, jaringan tubuh, dan eksudat) serta kotoran yang tidak tampak pada benda mati dengan menggunakan air, deterjen (enzimatik), dan alat bantu sikat secara manual maupun mekanis.	
Tujuan	1. Menghilangkan sisa organik dan anorganik pada instrumen. 2. Menurunkan jumlah mikroorganisme secara signifikan sebelum proses sterilisasi. 3. Melindungi instrumen dari kerusakan akibat zat korosif (darah/garam). 4. Menjamin efektivitas proses sterilisasi (agen steril dapat menyentuh seluruh permukaan alat).	
Kebijakan	1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemeliharaan Alat Kesehatan di Fasilitas Kesehatan. 3. Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Nomor 1045/RSPHS/I-PER/DIR/XII/2025 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi CSSD	
Prosedur	A. Persiapan Petugas dan Bahan 1. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 2. Gunakan APD lengkap (Apron, masker, <i>goggle</i>, sarung tangan rumah tangga, sepatu bot). 3. Siapkan larutan pencuci (deterjen) sesuai konsentrasi yang dianjurkan pada label produk. 4. Siapkan alat bantu: sikat lembut berbagai ukuran B. Tahap Pencucian Manual 1. Pisahkan instrumen dengan benda tajam yang tercampur (jika ada) dan masukkan benda tajam kedalam safety box. 2. Pisahkan juga instrumen yang dapat dilepas (<i>disassemble</i>) menjadi bagian - bagian kecil. 3. Cuci instrumen dengan detergen 4. Lakukan penyikatan di bawah permukaan air untuk mencegah terbentuknya aerosol (percikan mikroba ke udara). 5. Sikat seluruh permukaan instrumen, terutama pada bagian:	

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PEMBERSIHAN INSTRUMEN		
	No. Dokumen 1016.2/RSPHS/I-SPO/DIR/XII/2025	No. Revisi 01	Halaman 2/2
	a. Engsel (<i>box locks</i>) b. Gerigi (<i>serrations</i>) c. Lubang/saluran (<i>lumen/channels</i>) C. Tahap Pembilasan 1. Bilas instrumen dengan air mengalir untuk menghilangkan sisa deterjen. 2. Lakukan bilasan akhir menggunakan air mengalir untuk mencegah bercak air (<i>water spotting</i>) dan korosi. D. Inspeksi Visual 1. Periksa setiap instrumen di bawah pencahayaan yang terang (gunakan kaca pembesar jika perlu). 2. Jika masih ditemukan noda atau kotoran, alat wajib dicuci ulang dari awal.		
Unit terkait	1. Instalasi CSSD 2. Komite PPI		