

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA SUKOREJO RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PENGEPAKAN INSTRUMEN		
	No. Dokumen 935.37/RSPHS/I- SPO/DIR/XI/2025	No. Revisi 01	Halaman 1 / 1

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 01 November 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo  Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep,.M.Kep
Pengertian	Suatu panduan yang digunakan petugas kamar operasi dan atau petugas CSSD dalam melakukan kegiatan membungkus instrumen yang akan disteril setiap selesai digunakan tindakan operasi.	
Tujuan	1. Sebagai acuan perawat kamar operasi dan atau petugas CSSD dalam membungkus instrumen yang akan disteril setelah digunakan operasi. 2. Agar proses pengepakan instrumen berjalan lancar, efektif, efisien, seragam sesuai dengan standar yang ditetapkan. 3. Menghindari alat terkontaminasi.	
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor: 037.1/RSPHS/E-PER/DIR/II/2025 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Kamar Operasi.	
Prosedur	1. Persiapan Lingkungan / Petugas a. Siapkan tempat / lokasi untuk packing instrumen b. Pastikan lingkungan tidak terkontaminasi saat <i>packing</i> instrumen. 2. Prosedur Pengepakan a. Hitung instrumen yang akan dipacking (jumlah dan jenis) b. Masukkan kedalam bak instrument. c. Cara pertama bungkuslah bak instrument dengan duk dobel atau pembungkus pertama kemudian bungkus dengan kain pembungkus kedua kemudian di fiksasi. d. Cara kedua dengan membungkus menggunakan kertas pouces yang tersedia. e. Beri label / indikator sterilisasi dan cantumkan waktunya. f. Instrument siap di steril.	
Unit Terkait	Unit CSSD	