

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	STERILISASI RUANG KAMAR BEDAH		
	No. Dokumen 935.45/RSPHS/I- SPO/DIR/XI/2025	No. Revisi 01	Halaman 1 / 1

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 01 November 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo  Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep.,M.Kep
Pengertian	Mensterilkan kamar bedah pasca dilakukan pembedahan kasus infeksius, kontaminasi, atau pensterilan ruangan secara berkala	
Tujuan	Sebagai penerapan langkah-langkah sterilisasi kamar bedah	
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor: 037.1/RSPHS/E-PER/DIR/II/2025 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Kamar Operasi.	
Prosedur	1. Cuci tangan 2. Ruangan dan sarananya dibersihkan 3. Permukaan kaca yang tembus pandang ditutup dengan kain hitam dengan bantuan lakban 4. Matikan arus listrik menuju kamar operasi yang akan disterilkan 5. Hubungkan lampu UV dengan sumber listrik / stop kontak. Nyalakan tombol on. 6. Tutup pintu kamar bedah dengan rapat. 7. Pasang papan peringatan di depan pintu bedah 8. Nyalakan arus listrik menuju kamar operasi yang akan disterilkan 9. Sterilkan ruangan selama 1 jam. 10. Matikan arus listrik menuju kamar operasi yang sedang disterilkan 11. Tekan tombol off dan putus hubungan lampu UV dengan sumber listrik 12. Lepas kain hitam penutup kaca 13. Lepas papan peringatan di depan pintu. 14. Nyalakan arus listrik menuju kamar operasi yang telah disterilkan 15. Rapikan peralatan. 16. Cuci tangan	
Unit Terkait	1. IPSRS 2. Unit Rumah Tangga	