

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PEMBERSIHAN CUVIS		
	No. Dokumen 935.60/RSPHS/I- SPO/DIR/XI/2025	No. Revisi 00	Halaman 1/1

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 01 Desember 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada  Ns. Heni Indra W., S.Kep., M.Kep.
Pengertian	1. Pembersihan adalah proses menghilangkan material/partikel (terlihat secara fisik) yang meliputi debu, kotoran, darah, atau cairan tubuh lainnya, termasuk menghilangkan sejumlah besar mikroorganisme untuk mengurangi risiko bagi siapapun yang menyentuh kulit atau yang memegang benda tersebut. 2. Pelaksana adalah perawat/bidan	
Tujuan	1. Mempertahankan alat tetap berfungsi dengan baik 2. Terpeliharanya kebersihan alat cuvis 3. Mengurangi risiko penyebaran infeksi melalui alat kesehatan	
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 1143/RSPHS/I-PER/DIR/XII/2025 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi	
Prosedur	1. Siapkan alat yang diperlukan, meliputi : a. Klorin 0.5 % b. Lap kering yang bersih c. Ember/baskom plastik 2. Cuci tangan sebelum dan sesudah tindakan 3. Gunakan sarung tangan bersih, short dan masker 4. Bersihkan bila terlihat kotor / sesudah digunakan / secara rutin. 5. Gunakan lap yang dibasahi larutan klorin 0,5% dengan: a. Bersihkan seluruh bagian dalam cuvis sampai bagian bawah cuvis dengan larutan klorin 0,5% b. Lepaskan spre dari kasur, kemudian bersihkan kasur menggunakan larutan klorin 0,5% c. Ganti spre dan sarung bantal setiap kali selesai digunakan dengan yang bersih.	
Unit Terkait	1. Ruang Bayi 2. Kamar Operasi 3. Komite PPI	