

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	SOP PELEPASAN HAZMAT		
	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	935.80/RSPHS/I-SPO/DIR/XI/2025		1/2

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 01 Desember 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada  Heni Indra Wulansari, S.Kep., Ns., M.Kep.
Pengertian	Pakaian Hazmat yaitu singkatan dari Hazardous Materials atau bahan bahan berbahaya. Hazmat dirancang sebagai penghalang terhadap penetrasi zat,partikel padat,cair,atau udara untuk melindungi pemakainya dari cedera atau penyebaran infeksi atau penyakit.	
Tujuan	Sebagai acuan langkah-langkah untuk melakukan pelepasan Alat Pelindung Diri (APD)hazmat	
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 1143/RSPHS/I-PER/DIR/XII/2025 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi	
Prosedur	I. Alat dan Bahan 1. Jenis APD: a. Seragam jaga b. Masker bedah(surgical mask/facemask) c. Masker N95 d. Pelindung wajah/faceshield e. Pelindung mata /goggles f. Baju pelindung/coverall g. Celemek plastik/appron h. Sarung tangan 2 lapis i. Pelindung kepala / head cap j. Penutup sepatu / cover shoesatau sepatu boot II. Prosedur Pemakaian 1. Petugas masuk di ruang kotor 2. Petugas membuka sarung tangan luar,kemudian segera masukkan ketempat sampah infeksius 3. Petugas membuka pelindung sepatu dengan cara memegang sisi bagian dalam dimulai dari bagian belakang sepatu sambil melipat arah dalam dan perlahan menuju bagian dalam pelindung sepatu,kemudian segera masukkan ketempat sampah infeksius 4. Petugas membuka coverall perlahan dengan cara membuka zipper dari atas kebawah kemudian tangan berusahaan memegang sisi dalam bagian depan tubuh,lengan dengan perlahan sambil bersamaan membuka sarung tangan kemudian dilanjutkan ke area yang menutupi bagian kaki dengan melipat bagian luar ke dalam dan selama membuka coverall selalu usahakan menjauh dari tubuh petugas kemudian setelah selesai coverall masukkan ke tempat sampah infeksius 5. Petugas membuka pelindung mata dengan cara menundukkan sedikit kepala lalu pegang sisi kiri dan kanan pelindung mata secara bersamaan ,lalu buka perlahan menjauhi mata petugas dan penutup mata dimasukkan	

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	SOP PELEPASAN HAZMAT		
	No. Dokumen 935.80/RSPHS/I-SPO/DIR/XI/2025	No. Revisi	Halaman 2/2
	kedalam wadah tertutup 6. Petugas melepaskan masker N95 dengan cara sedikit menundukkan kepala kemudian menarik keluar tali yang ada dibelakang kepala dan menarik keluar tali diatas kepala dan pegang bagian tali dan di masukan ke tempat sampah infeksius 7. Petugas membuka coverall dengan cara membuka pelindung dari baguan sisi kepala sampai terlepas 8. Petugas membuka sarung tangan dalam dan dimasukkan ke tempat sampah infeksius 9. Petugas melakukan cuci tangan 6 langkah dengan sabun dan air mengalir		
Unit Terkait	Semua Unit yang berkaitan dengan pelayanan Level 3 Komite PPI		