

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PENGAMBILAN SAMPEL EARLY INFANT DIAGNOSIS (EID)		
	No. Dokumen 896.1/RSPHS/I-SPO/DIR/X/2025	No. Revisi 00	Halaman 1 / 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 01 Oktober 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada  Ns. Heni Indra Wulandari, S. Kep., M.Kep	
Pengertian	Early Infant Diagnosis yaitu pemeriksaan HIV pada bayi yang lahir dari ibu dengan HIV, tes ini dilakukan pada bayi dibawah usia 18 bulan		
Tujuan	Sebagai acuan untuk langkah-langkah pengambilan sampel EID		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Nomor; tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Laboratorium		
Prosedur	A. Sampel yang digunakan untuk pemeriksaan EID • Whole blood (kapiler, darah EDTA) • Dried blood spots B. Bahan • DBS kit C. Cara pengambilan sampel DBS darah kapiler (Jari tangan/tumit/jari kaki). Area penusukan pada anak-anak ditentukan berdasarkan umur dan berat badan anak, yaitu : • Neonatus dan bayi – 4 bulan : tumit • Bayi usia 4 -10 bulan : ibu jari kaki • Bayi 10 bulan – 18 bulan : jari tangan – jari ke-3 dan ke-4 Dapat dilakukan pengambilan sampel melalui vena dan ditampung pada tabung EDTA D. Cara Kerja 1. Siapkan kartu DBS yang sudah diberi label yang berisi identitas pasien (nama, tanggal lahir, dan ID sampel) 2. Hangatkan area penusukan agar sirkulasi darah lancar 3. Gunakan sarung tangan yang sudah tersedia didalam DBS kit 4. Bersihkan area penusukan, biarkan kering minimal 30 detik 5. Lakukan penusukan. 6. Hapus tetesan pertama 7. Kemudian biarkan sampai terbentuk tetesan besar 8. Sentuk kartu dengan lembut 9. Isi lingkaran penuh dalam 1 aplikasi 10. Aplikasikan pada minimal 3 lingkaran. 11. Bersihkan area yang ditusuk dan tutup dengan kassa dan plester. 12. Keringkan kartu DBS di udara minimal 2 jam pada suhu ruang 13. Pada saat pengeringan kartu DBS jangan sentuh tetesan darah dengan apapun.		

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PENGAMBILAN SAMPEL EARLY INFANT DIAGNOSIS (EID)		
	No. Dokumen 896.1/RSPHS/I-SPO/DIR/X/2025	No. Revisi 00	Halaman 2 / 2
	14. Setelah sampel DBS kering masukkan kedalam plastik biohazard 15. Sampel DBS dirujuk ke Dinas kesehatan Kabupaten Pasuruan		
Unit Terkait	Laboratorium		